

POT TRONCONIQUE 200ML

- / Référence Greiner Bio-One : PC200S
- / Désignation produit : Pot tronconique [200 ml], PP, stérile, cape à pression [88x53x65mm]

Caractéristiques

- Couleur du corps secondaire : N/A
- Capacité nominale : 200ml
- Assemblage : Monté
- Matière et couleur du pot (corps primaire): Polypropylène et Blanc
- Matière du corps secondaire : PEBD
- Matière du corps tertiaire : N/A
- Température d'utilisation du corps principal : -20°C/+120°C
- Température d'utilisation du corps secondaire : -80°C/+75°C
- Hauteur (mm) : 88.00
- Diamètre d'ouverture (mm) : 62.00
- Graduation dans la masse : N/A
- Type de fermeture : Bouchon pression
- Résistance physique : Souple à rigide, bonne résistance mécanique, haute résistance chimique
- Taille étiquette : N/A
- Autoclavage du corps principal : Oui
- Usage unique : Oui

Conservation de stockage

Conditionnement de stockage (°C) : Température ambiante (15 à 30°C)
Conservation en température négative : Fragilise le produit, manipules avec précaution sans choc

Conditionnement

- Quantité par carton (pièces) : 220
- Rangement : rangé 220 pièces

Qualité

- Normes et certifications :
 - o Absence de métaux lourds : Matière conforme à la directive CE/94/62
 - o Norme NF en 13972 février 2003 : Conteneur en plastique rigide
- Définition des capacités nominale, à ras bords et totale, et mesurage des capacités à ras bords et totale
- o Alimentarité : Matière conforme au règlement n°1935/2004
 - Marquage CE : N/A
 - Péréemption : 3 an(s)
 - Niveau d'Assurance de Stérilité conformément à la norme Iso 11137 : STERILE SAL 10⁻³

Image

