

POT TRONCONIQUE 200 ml

- / Référence Greiner Bio-One : PC200
- / Désignation produit : Pot tronconique [200 ml], PP, aseptique, cape à pression [88x53x65mm]

Caractéristiques

- Matière et couleur du pot (corps primaire) : Polypropylène blanc
- Température d'utilisation du corps secondaire : -80°C/+75°C
- Assemblage : Non monté
- Hauteur (mm) : 88.00
- Diamètre d'ouverture (mm) : 62.00
- Capacité nominale : 200ml
- Graduation dans la masse : N/A
- Type de fermeture : N/A
- Couleur du corps secondaire : N/A
- Matière du corps secondaire : PEBD
- Matière du corps tertiaire : N/A
- Résistance physique : Souple à rigide, bonne résistance mécanique, haute résistance chimique
- Température d'utilisation du corps principal : -20°C/+120°C
- Taille étiquette : N/A
- Autoclavage du corps principal : Oui

Conservation de stockage

Conditionnement de stockage (°C) : Température ambiante (15 à 30°C)

Conditionnement

- Quantité par carton (pièces) : 660
- Rangement : rangé 660 pièces

Qualité

- Normes et certifications :
 - o Absence de métaux lourds : Matière conforme à la directive CE/94/62
 - o Norme NF en 13972 février 2003 : Conteneur en plastique rigide
- Définition des capacités nominale, à ras bords et totale, et mesurage des capacités à ras bords et totale
- o Alimentarité : Matière conforme au règlement n°1935/2004
 - o Directive 98/79/CE : Usage in vitro uniquement Directive 98/79/CE du Parlement européen et du conseil de 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
 - Marquage CE : CE/IVD
 - Péremption : N/A

Précaution d'utilisation

- Usage unique
- Conservation en température négative : fragilise le produit, manipuler avec précaution sans choc

Image

