



Pur-Zellin ®

Tampon de ouate de cellulose

PZ

Référence
143213

Dimensions
4 x 5 cm



Produit

Tampon plat en cellulose prédécoupé.
Manipulation facilitée par l'utilisation de la boîte distributrice Pur-Zellin ® Box (réf : 996857).

Indications / Classification

Utilisé pour les soins d'une durée inférieure à 60 minutes comme barrière mécanique ou pour l'absorption d'exsudats.

Pur-Zellin ® est un dispositif médical de classe I.

Spécifications

Composition :

Superposition de 11 couches de voile de cellulose extra-blanchie de 20,5 g/m² environ.

Caractéristiques :

Dimensions : 4 x 5 cm environ

Caractéristiques :

- capacité d'absorption : minimum 10 g/g
- temps d'immersion / absorption : maximum 4 secondes

Absence de latex.

Absence de phtalates.

Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

En rouleaux de 500 tampons prédécoupés emballés individuellement sous emballage pelable papier/film puis en carton.

Référence	Nb unités / blister	Nb blisters / carton	Nb cartons / palette
143213	1	16	30

Référence	Dimensions carton	Dimensions palette
143213	428 x 338 x 315 mm	1200 x 800 x 1725 mm

Péremption

Durée de vie : 5 ans