

RÉCEPTACLE SPERMogramme

- / Référence Greiner Bio-One : RECEPTACLE
- / Référence Fournisseur : A10/S +SUPPORT
- / Désignation produit : Réceptacle spermogramme, stérile unitaire

Présentation

Réceptacle pour sperme gradué et stérile réf. RECEPTACLE, livré emballé avec un support et un couvercle.

Description

Pièce plastique en polystyrène cristal pour le réceptacle transparent et en polyéthylène basse densité pour le couvercle et le support.

Dimensions

Hauteur totale du produit : 135 mm
Diamètre du support : 56 mm
Diamètre du couvercle : 56 mm
Poids total du produit avec emballage : 29,6 grammes
Poids total du produit sans emballage : 28,1 grammes
(poids du réceptacle transparent : 18 grammes, poids du support : 4 grammes, poids du couvercle : 6 grammes)
Température utilisation maximum : 60°C
Produit stérilisé par rayons BETA (qualification de performance suivant la norme ISO 11137)
Les poids sont indiqués en grammes avec une tolérance de +/- 0,1 gramme

Image

