

SACHET A POIGNÉES RENFORCÉES

/ Référence Greiner Bio-One : ST

/ Désignation produit : Sac de transport pour flacon, large ouverture Blanc, [35x45cm]

Application

Transport

Caractéristiques

- Dimensions : 350x450+50mm
- Matériaux : PEBD vierge
- Épaisseur : 60 µm
- Couleur : blanc
- Contenance : 20L
- Automatisation : N/A
- Usage unique : non
- Péréemption : N/A

Application

- Température d'utilisation : N/A
- Température de stockage : N/A

Conditionnement

- Transport Conditionnement : cartons de 850 sachets
- Sous-conditionnement : liasse de 50
- Minimum de vente : 50

Qualité

Normes et certifications : 100% PEBD vierge – fabrication CE 100% RECYCLABLE
Marquage CE : N/A
Stérilité : non

Informations complémentaires

Elimination / Incinération

Le polyéthylène peut être incinéré sans le moindre danger. en effet la combustion du polyéthylène ne dégage que de la vapeur d'eau et du gaz carbonique (H₂O + CO₂) en l'absence totale de vapeurs nocives ou corrosives.

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées.