

SERINGUE NIPRO, 5ML, 3 PIECES, LUER, CENTRE, STERILE OXYDE D'ETHYLENE, USAGE UNIQUE

/ Référence Greiner Bio-One : SY35SCEC

/ Désignation produit : Seringue Nipro, 5ml, 3 pièces, Luer, Centré, Stérile oxyde d'éthylène, usage unique

Application

Système d'injection

Caractéristiques

- Dimensions :
 - o 5ml
 - o Graduation 0.2 ml
- Matériaux : Tous les matériaux utilisés pour fabriquer nos seringues en 3 parties sont de qualité médicale, sans latex et sans PVC.
 - o Adaptateur : polypropylène
 - o Joint : caoutchouc d'isoprène
 - o Lubrifiant : silicone
- Automatisation : N/A
- Usage unique : oui
- Péréemption : 5 ans



Températures

- Température d'utilisation : N/A
- Température de stockage : n'ouvrir le sachet qu'avant utilisation pour garantir la stérilité. Conserver dans un endroit sec et fermé

Conditionnement

- Conditionnement : 2400
- Sous-conditionnement : 100
- Minimum de vente : 100
- Un paquet individuel, est un papier stérile pour emballage blister. La boîte intérieure est faite de panneau de duplex, et boîte extérieure de double carton ondulé.

Carton intérieur					Carton extérieur			
Poids net	Poids brut	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	M3
6,660	16,000	420	125	93	580	440	530	0,135

Qualité

- Normes et certifications : ISO 7886-1/ EN ISO 15223-1/ ISO 11607-1/ ISO 11607-2/ EN ISO 9001 EN ISO 13485/ ISO 10993-1/ ISO 10993-4/ ISO 10993-5/ ISO 10993-7/ EN 1707/ ISO 594-1/ ISO 594-2
- Marquage CE : oui
- Classe produit médical : I
- Règle : 2
- Guideline : MDD93/42/EEC
- UMDNS : 13929
- Stérilité : ETO Procédure de stérilisation Ethylène - Oxyde

Chaque boîte extérieure (ou carton d'expédition) contient un indicateur chimique, ce qui assure la stérilité. Cet indicateur est un autocollant bleu qui devient rouge lors de la stérilisation.

Photo

