

Indice F du 30/01/2014
Remplace Indice E du
13/03/2013

FICHE TECHNIQUE

Coton hydrophile



Classe du DM :

I Selon l'annexe IX de la Directive 93/42/CEE

Description du DM :

- **Composition** : Coton. Possibilité de présence de viscose. Absence de latex, absence de produits d'origine animale, absence de phtalates.
- **Conditionnement** : 20 sachets de coton accordéon en polyéthylène transparent.
- **Etiquetage** : Conforme à la norme EN 980.
- **Code ACL** : 34010 4518923 6

RENSEIGNEMENTS

ADMINISTRATIFS :

Nom: Laboratoire Sylamed

Adresse :

3 Square de Maubeuge

75009 Paris

Tél : 01.48.78.97.39

Fax : 01.40.16.47.95

Site web : www.sylamed.com

Email: bl@sylamed.fr

CORRESPONDANT

MATERIOVIGILANCE :

Nom: Sylvia LANDAU

Email: sylvia.landau@sylamed.fr

CERTIFICATS QUALITE :

- Marquage CE
- ISO 9001:2008
- ISO 13485:2012

Délivrés par le LNE/G-MED

SYCA500

Référence	Poids	Conditionnement
301	500g	20

Indice F du 30/01/014
Remplace Indice E du
13/03/2013

FICHE TECHNIQUE

RENSEIGNEMENTS

ADMINISTRATIFS :

Nom: Laboratoire Sylamed
Adresse :
3 Square de Maubeuge
75009 Paris
Tél : 01.48.78.97.39
Fax : 01.40.16.47.95
Site web : www.sylamed.com
Email: bl@sylamed.fr

CORRESPONDANT

MATERIOVIGILANCE :

Nom: Sylvia LANDAU
Email: sylvia.landau@sylamed.fr

CERTIFICATS QUALITE :

- Marquage CE
- ISO 9001:2008
- ISO 13485:2012

Délivrés par le LNE/G-MED

Durée de validité du produit : 5 ans à partir de la date de fabrication.

Traçabilité : Un numéro de lot permet l'identification et la traçabilité du dispositif médical.

Tolérance poids : $\pm 10\%$

Indications du DM : Pour l'application de désinfectants et de lotions antiseptiques. Soins d'hygiène, de nettoyage et de compression.

Conseils d'utilisation : Dispositif à usage unique, ne pas le réutiliser.

Conditions de stockage : Au sec et à l'abri du soleil.

Mode de destruction : Par incinération

Date de première mise sur le marché dans l'UE : 1990