

2017年3月吉日

株式会社 グライナー・ジャパン
 東京都港区赤坂 2-17-44
 Tel : 03-3505-8875
 FAX : 03-3505-8945(器材)

滅菌ピペット 1ml、2ml 仕様変更のお知らせ

拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社取扱いの滅菌ピペット 1ml、2ml につきまして、新しい製造ロット分より、順次下記の仕様に変更となります。

弊社都合によりご迷惑をお掛けいたしますこと、深くお詫び申し上げますと同時に、

皆様方のご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具


記

＜該当製品＞

次ページ 該当の 製品写真	製品番号	製品名/規格	容量	材質	滅菌	包装	入数	ケース 定価	3/7 現在の 旧タイプの 在庫数 (ケース)
【A】	710183	アスピレーションピペット 紙-プラスチック包装 綿栓なし 個別包装	2ml	PS	○	個別 包装	1000	¥60,000	12
【B】	710107	CELLSTAR ピペット バルク包装 一体成型 綿(綿栓)	2ml	PS	○	25x40 袋	1000	¥60,000	40
【B】	710160	CELLSTAR ピペットプラスチック-プラスチッ ク包装 一体成型 綿(綿栓) 個別包装	2ml	PS	○	個別 包装	1000	¥60,000	8
【B】	710180	CELLSTAR ピペット 紙-プラスチック包装 一体成型 綿(綿栓) 個別包装	2ml	PS	○	個別 包装	1000	¥60,000	新タイプのみ
【C】	604107	CELLSTAR ピペット バルク包装 一体成型 綿(綿栓)	1ml	PS	○	25x40 袋	1000	¥50,000	10
【C】	604160	CELLSTAR ピペット プラスチック-プラスチッ ク包装 一体成型 綿(綿栓) 個別包装	1ml	PS	○	個別 包装	1000	¥50,000	16
【C】	604181	CELLSTAR ピペット 紙-プラスチック包装 一体成型 綿(綿栓) 個別包装	1ml	PS	○	個別 包装	1000	¥50,000	7

※現在在庫限りで仕様変更とさせていただきます。

<製品写真>



<変更点>

- ① 【B・C】差込み口の二重線をカラーに
- ② 【B・C】マイナス目盛の変更（容量 UP）
2mL: -0.3mL→-0.5mL, 1mL: -0.2mL→-0.25mL
- ③ 【B・C】側面のカラーラインの導入
- ④ 【A・B】2mLピペットの直径（外径）の変更
5.0mm→6.5mm（※1mLは外径4.5mmのままです）

※新しい製造ラインの製品は「F」で始まるロット番号となります。（例：F1604368）



※ 当お知らせは PDF 形式でもご提供しております。弊社ホームページのダウンロードセンターをご覧ください。
(TOP ページ https://www.gbo.com/ja_JP/ のメニュー “ノウハウ&サービス” から、“ダウンロードセンター”へお進みください。)

以上

ご不明な点は弊社営業担当までお問合せください。（AM9:00～PM5:00）
お問合せ先 Tel: 03-3505-8875