

# Triple Packed Products

## for clean room applications

Greiner bio-one が提供するトリプルパッケージング製品群は、CPC セルプロセッシングセンターでお使い戴ける高品質な製品をご提供致します。

- セルプロセッシングセンター（CPC）等でのご使用にお勧めのトリプルパッケージング製品です。
- セカンドパッケージとサードパッケージ全てにロット番号・使用期限の記載があります。
- パッケージは全て手袋をしたままでも開封し易いピールパッケージとなっております。
- 使いやすい少量・小分け包装品です。
- DNase, RNase, Human DNA, Pyrogen, Endotoxin, Cytotoxin フリーです。
- 無菌性保証水準 (Sterility Assurance Level : ISO11137準拠) は $10^{-6}$ です。
- 使用期限は5年間です。(TC製品は4年)
- ロットごとの品質証明書の発行が可能です。
- 品質テストでは下記の条件を満たしております。
  - DNase :  $1.3 \times 10^{-8}$  Kunitz unit 以下
  - RNase :  $5 \times 10^{-11}$  Kunitz unit 以下
  - Human DNA : 5pg以下
  - Pyrogen and Endotoxin : 0.03EU/ml以下
  - Cytotoxic : EN ISO 10993-5 準拠



### 使い方

#### 手順①



パスボックス等を経由した製品を取り出し、一番外側の包装を開封（ピールパッケージ）

#### 手順②



次のエリアで手順①同様、外側の包装を開封（この包装にはロット番号・使用期限が記載されております）


#### 手順③




製品をカバーしている最終包装を開封しで使用下さい。(最終包装にもロット番号・使用期限の記載がございます)

※ グライナー Triple Packed Productsは通常研究用製品と比べ、硬質且つ厚みのあるパッケージ素材を採用する事により、グローブ等を装着した環境下であっても、ストレスフリーの開封・作業効率を実現しております。

二重包装LOTラベル



三重包装LOTラベル



# Triple Packed Products for clean room applications

製品番号	製品名	容量	材質	滅菌	包装	販売単位	単価	ケース単価
604160-TRI	CELLSTAR® ピペット 一体成型	1ml	PS	○	10	100	¥123.8	¥12,380
710160-TRI	CELLSTAR® ピペット 一体成型	2ml	PS	○	10	100	¥129.4	¥12,940
606160-TRI	CELLSTAR® ピペット 一体成型	5ml	PS	○	10	100	¥146.2	¥14,620
607160-TRI	CELLSTAR® ピペット	10ml	PS	○	10	100	¥157.4	¥15,740
760160-TRI	CELLSTAR® ピペット	25ml	PS	○	10	100	¥202.4	¥20,240
768160-TRI	CELLSTAR® ピペット	50ml	PS	○	10	100	¥427	¥42,700
628160-TRI	CELLSTAR® シャーレTC 60×15 mm		PS	○	10	300	¥146.2	¥43,860
664160-TRI	CELLSTAR® シャーレTC 100×20 mm		PS	○	15	180	¥224.8	¥40,460
639160-TRI	CELLSTAR® シャーレTC 145×20 mm		PS	○	5	120	¥561.8	¥67,420
188271-TRI	CELLSTAR® 遠心管 コニカル底 青キャップ	15ml	PP (本体) HDPE (フタ)	○	5	500	¥179.76	¥89,880
227261-TRI	CELLSTAR® 遠心管 コニカル底 青キャップ	50ml	PP (本体) HDPE (フタ)	○	5	250	¥202.32	¥50,580
126263-TRI	Cryo.s™ クライオバイアル 外蓋 丸底自立 2ml ■ナチュラル	2ml	PP (本体) HDPE (フタ)	○	10	200	¥179.8	¥35,960
122263-TRI	Cryo.s™ クライオバイアル 内蓋 丸底自立 2ml ■ナチュラル	2ml	PP (本体・フタ) シリコン (O-リング)	○	10	200	¥179.8	¥35,960
123263-TRI	Cryo.s™ クライオバイアル 内蓋 V底自立 1ml ■ナチュラル	1ml	PP (本体・フタ) シリコン (O-リング)	○	10	200	¥179.8	¥35,960
690160-TRI	CELLSTAR® 50ml フラスコ TC スタンダードキャップ	25cm <sup>2</sup>	PS (本体) HDPE (フタ)	○	10	130	¥359.54	¥46,740
690175-TRI	CELLSTAR® 50ml フラスコ TC フィルターキャップ	25cm <sup>2</sup>	PS (本体) HDPE (フタ) PTFEコートPETフィルター	○	10	130	¥393.85	¥51,200
658170-TRI	CELLSTAR® 250ml フラスコ TC スタンダードキャップ	75cm <sup>2</sup>	PS (本体) HDPE (フタ)	○	5	90	¥764	¥68,760
658175-TRI	CELLSTAR® 250ml フラスコ TC フィルターキャップ	75cm <sup>2</sup>	PS (本体) HDPE (フタ) PTFEコートPETフィルター	○	5	90	¥787.56	¥70,880
690190-TRI	CELLSTAR® 50ml フラスコ SC スタンダードキャップ	50ml	PS (本体) HDPE (フタ)	○	10	130	¥359.54	¥46,740
690195-TRI	CELLSTAR® 50ml フラスコ SC フィルターキャップ	50ml	PS (本体) HDPE (フタ) PTFEコートPETフィルター	○	10	130	¥393.85	¥51,200
658190-TRI	CELLSTAR® 250ml フラスコ SC スタンダードキャップ	250ml	PS (本体) HDPE (フタ)	○	5	90	¥764	¥68,760
658195-TRI	CELLSTAR® 250ml フラスコ SC フィルターキャップ	250ml	PS (本体) HDPE (フタ) PTFEコートPETフィルター	○	5	90	¥787.56	¥70,880
660160-TRI	CELLSTAR® 550ml フラスコ TC スタンダードキャップ	175cm <sup>2</sup>	PS (本体) HDPE (フタ)	○	5	40	¥1236	¥49,440
660175-TRI	CELLSTAR® 550ml フラスコ TC フィルターキャップ	175cm <sup>2</sup>	PS (本体) HDPE (フタ) PTFEコートPETフィルター	○	5	40	¥1348.5	¥53,940
660190-TRI	CELLSTAR® 550ml フラスコ SC スタンダードキャップ	550ml	PS (本体) HDPE (フタ)	○	5	40	¥1236	¥49,440
661195-TRI	CELLSTAR® 650ml フラスコ SC フィルターキャップ	650ml	PS (本体) HDPE (フタ) PTFEコートPETフィルター	○	4	28	¥1348.57	¥37,760

※一部受注発注品がございます。在庫に関しては、下記へご連絡ください。

## 株式会社グライナー・ジャパン

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-17-44

TEL 03-3505-8875 FAX 03-3505-8945

URL [https://www.gbo.com/ja\\_JP.html](https://www.gbo.com/ja_JP.html)

グライナー・ジャパン取扱店

### ■お願いおよび注意事項

【価格】 価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。記載の価格は2020年4月1日現在の価格です。予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。記載の価格には消費税は含まれておりません。

【使用範囲】 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。