Fiche technique



Safranine

Code produit : 361500

Spécifications:

• Aspect :

Maximum d'absorption dans l'eau :

Solution rouge limpide 515 nm $\leq \lambda \leq$ 520 nm

Applications:

Bactériologie : Utilisée dans la coloration de Gram-Hücker pour la mise en évidence des bactéries à Gram positif et à Gram négatif. La Safranine colore les bactéries à Gram négatif en rose.

Parasitologie et mycologie : Utilisée dans la coloration par le Kit Gram-Hücker L action lente pour la mise en évidence des champignons pathogènes ainsi que des spores de microsporidies (protozoaires).

Mise à jour du 18/04/2013