FICHE TECHNIQUE



BOUCHON VISSANT

- 366380
- 366381
- 366383
- 366384
- 366385
- 366386

Description / spécifications

Bouchon vissant, 12mm, différentes couleurs, joint étanchéité, avec «O»-Ring, non stérile, pour réf. 716xxx/717xxx/722xxx Désignation

Dimensions Voir « Customer Drawing »

Volume n/a

Matériaux Bouchon: HDPE (Polyéthylène Haute Densité, grade médical), exempt de métaux lourds

«O»-Ring: caoutchouc synthétique thermoplastique, exempt de métaux lourds

Couleur Bouchon: 366380: transparent

> 366381: blanc 366383 : rouge 366384 : bleu 366385 : vert 366386 : jaune

<u>«O»-Ring</u>: bleu

Stérilisation Non stérile

Contrôlé qualité Contrôle produit : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la

spécification valide

Autres informations Usage unique

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, et d'ADN humain.

Plages température -80°C à +121°C

Autoclavable oui

Résistance chimique Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-

center.html

Durée de conservation n/a

Conditionnement

Pièces / sachet 500 Pièces / carton 5000

Numéro de lot AA MM XXXXX (année, usine de fabrication, mois, référence interne)

FICHE TECHNIQUE



Image

