

MICROPLAQUE 96 PUIITS

- / 650101
- / 650160 (stérile)
- / 650161 (stérile)
- / 650180 (stérile)
- / 650185 (stérile)

Description / spécifications

Désignation	Microplaque PA, 96 puits, Fond U, codage alphanumérique des puits 650101 : standard 650160 : traitement physique de surface, stérile 650161 : standard, stérile 650180 : traitement physique de surface, couvercle standard, stérile 650185 : surface hydrophobe (sans traitement), couvercle standard, stérile
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	Volume total : 323 µl (calcul mathématique) Volume de travail : 40 – 280 µl 650160, -180 : zone de croissance : 0,35 cm ²
Matériaux	PS (Polystyrène), absence métaux lourds
Couleur	Transparent
Stérilisation	650101 : non 650160, -161, -180, -185 : SAL 10 ⁻³
Contrôlé qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Autres informations	Usage unique

Caractéristiques

Toutes les références : exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.
650160, -180, -185 : contenu non cytotoxique

Plages température	-20°C à +60°C
Autoclavable	Non
Centrifugation, RCF max	1000 x g : rotor libre
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	650101 : N/A 650161, -185 : 5 ans après le mois de production 650160, -180 : 4 ans après le mois de production

Conditionnement

Pièces / sachet	650101 : 10
	650160 : 1
	650161 : 2
	650180, -185 : 1
Pièces / carton	650101 : 100
	650160 : 75
	650161 : 100
	650180, -185 : 60
Numéro de lot	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)
Autre information	Certificat qualité

Image

