

MICROPLAQUE

- / 655075
- / 655073 (stérile)
- / 655074 (stérile)
- / 655076
- / 655077 (stérile)
- / 655079 (stérile)

Description / spécifications

Désignation	<p>655075 : Microplaque PS, 96 puits, Fd F (puits cheminée), blanc, LUMITRAC™, moyenne fixat°,</p> <p>655073 : Microplaque culture cellulaire, 96 puits, PS, Fd F, puit cheminée, blanc, CELLSTAR® TC, stérile, 10 PCS./sachet</p> <p>655074 : Microplaque 96 puits, PS, Fd F, puits cheminée, blanc, LUMITRAC™, haute fixat°, stérile, 10 PCS./sachet</p> <p>655076 : Microplaque PS, 96 puits, Fd F, puits cheminée noir, FLUOTRAC™, moyenne fixat°, 10 PCS./Sachet</p> <p>655077 : Microplaque 96 puits, Fd F puit cheminée, noir, FLUOTRAC™, haute fixat°, stérile, 10 PCS./sachet</p> <p>655079 : Microplaque culture cellulaire, 96 puits, PS, Fd F, puit cheminée, noir, CELLSTAR® TC, stérile, 10 PCS./sachet</p>
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	<p>Volume total: 392 µl (mathématiquement calculé)</p> <p>Volume de travail : 25-340 µl</p> <p>655073, -079: zone de croissance : 0,34 cm²</p>
Matériaux	PS (Polystyrène, absence métaux lourds)
Couleur	<p>655073, -074, -075 : blanc</p> <p>655076, -077, -079 : noir</p>
Stérilisation	<p>655075, -076 : non</p> <p>655073, -074, -077, -079 : SAL 10⁻³</p>
Contrôle qualité	<p><u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques et immunologiques</p> <p><u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide</p>
Autres informations	Usage unique

Caractéristiques

Toutes les références : Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

655073, -079 : Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables et contenus non cytotoxiques

Plages température	-20°C à +60°C
Autoclavable	Non
Centrifugation, RCF max	4 800 x g : rotor nacelles
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	4 ans après le mois de fabrication

Conditionnement

Pièces / sachet	10
Pièces / carton	40
Numéro de lot	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)
Autre information	Certificat de qualité

Image

