

MICROPLAQUE 96 PUIITS, PS, μ CLEAR®, PUIITS CHEMINÉE

- / 655090 (stérile)
- / 655094 (stérile)
- / 655095
- / 655096
- / 655097 (stérile)
- / 655098 (stérile)

Description / spécifications

Désignation	Microplaque PS, 96 puits, fond transparent μ Clear®, puits cheminée 655090, -098 : traitement de surface physique, couvercle avec anneaux de condensation, stérile 655094, -097 : haute fixation, stérile 655095, -096 : fixation moyenne
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	Volume total : 392 μ l (calcul mathématique) Volume de travail = 25-340 μ l 655090, -098 : surface de croissance = 0,34 cm ²
Matériaux	PS (Polystyrène), absence métaux lourds
Couleur	655094, -095 : plaque blanche, fond transparent 655096, -097 : plaque noire, fond transparent 655090 : plaque noire, fond transparent, couvercle transparent 655098 : plaque blanche, fond transparent, couvercle transparent
Stérilisation	655095, -096 : non stérile 655090, -094, -097, -098 : SAL 10 ⁻³
Contrôle qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : test physique <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Autres informations	Usage unique

Caractéristiques

Toutes références : exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.
655090, -098 : contenus non-cytotoxiques.

Plages température	-20°C à +60°C
Autoclavable	Non
Centrifugation,	4800 x g : rotor à godets oscillants
RCF max	
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html


Durée de conservation 4 ans après le mois de fabrication

Conditionnement

	655090, -098	655094, -095, -096, -097
Pièces / sachet	8	10
Pièces / carton	32	40
Numéro de lot	E AA MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)	

Autres information Certificat qualité

Image



Note: Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.