

## MICROPLAQUE 96 PUIITS

- / 655101
- / 655160 (stérile)
- / 655161 (stérile)
- / 655162(stérile)
- / 655180 (stérile)
- / 655182 (stérile)
- / 655185 (stérile)

### Description / spécifications

<b>Désignation</b>	Microplaque PS, 96 puits, transparente, Fond F (plat) 655101 : standard 655161 : standard, stérile 655160, -162 : traitement physique de surface, puits cheminée, stérile 655180, -182 : traitement physique de surface, puits cheminée, couvercle avec bague de condensation, stérile
<b>Dimensions</b>	Voir « Customer Drawing »
<b>Volume</b>	655101, -161 : Volume total : 382 µl (calcul mathématique) Volume de travail : 25 – 340 µl 655160, -162, -180, -182, -185 : Volume total : 392 µl (calcul mathématique) Volume de travail : 25 – 340 µl 655160, -162, -180, -182 : zone de croissance : 34 mm <sup>2</sup>
<b>Matériaux</b>	PS (Polystyrène), absence métaux lourds
<b>Couleur</b>	microplaque : transparente Couvercle : transparent
<b>Stérilisation</b>	655101 : non 655160, -161, -162, -180, -182, -185 : SAL 10 <sup>-3</sup>
<b>Contrôle qualité</b>	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
<b>Autres informations</b>	Usage unique

### Caractéristiques

Toutes les références : exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.  
655160, -161, -162, -180, -182, -185 : contenu non cytotoxique

<b>Plages température</b>	-20°C à +60°C
<b>Autoclavable</b>	Non
<b>Centrifugation,</b>	4800 x g : rotor libre
<b>RCF max</b>	

<b>Résistance chimique</b>	Voir notre page internet <a href="https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html">https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html</a>
<b>Durée de conservation</b>	650101 : N/A 655160, -162, -180, -182 : 4 ans après le mois de production 650161, -185 : 5 ans après le mois de production

## Conditionnement

<b>Pièces / sachet</b>	655101 : 10 655162 : 5 655160, -180 : 1 655161 : 2 655182 : 10 655185 : 1
<b>Pièces / carton</b>	655101 : 100 655162 : 100 655160, -180 : 100 655161 : 100 655182 : 160 655185 : 60
<b>Numéro de lot</b>	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)
<b>Autre information</b>	Certificat qualité

## Image

