

## MICROPLAQUE 96 PUIITS, PP, FOND F, PUIITS CHEMINÉE

- / 655201
- / 655209
- / 655261(stérile)

### Description / spécifications

<b>Désignation</b>	Microplaque PP, 96 puits, fond F cheminée, repérage alphanumérique 655201, -209 : non stérile 655261 : stérile
<b>Dimensions</b>	Voir « Customer Drawing »
<b>Volume</b>	Volume total : 392 µl (calcul mathématique) Volume de travail = 25-370 µl
<b>Matériaux</b>	PP (Polypropylène), absence métaux lourds
<b>Couleur</b>	655201, -261 : transparent 655209 : noir
<b>Stérilisation</b>	655201, -209 : non stérile 655261 : SAL 10 <sup>-3</sup>
<b>Contrôle qualité</b>	<u>Contrôle matières premières</u> : test physique <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
<b>Autres informations</b>	Usage unique Scellable avec film adhésif et thermoscellage ou CapMats

### Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

<b>Plages température</b>	-196°C à +121°C
<b>Autoclavable</b>	Non
<b>Centrifugation,</b>	4800 x g : rotor à godets oscillants
<b>RCF max</b>	
<b>Résistance chimique</b>	Voir notre page internet <a href="https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html">https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html</a>
<b>Durée de conservation</b>	655201, -209 : n/a 655261 : 5 ans après le mois de fabrication

## Conditionnement

Pièces / boîte	10
Pièces / carton	100
Numéro de lot	E AA MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)
Autres information	Certificat qualité

## Image

