

## MICROPLAQUE 96 PUIITS, PS, DEMI-PUITS

- / 675101
- / 675161 (stérile)
- / 675180 (stérile)

### Description / spécifications

<b>Désignation</b>	Microplaque PS, 96 puits, demi-puits, repérage alphanumérique 675101 : style standard 675161 : style standard, stérile 675180 : traitement de surface stérile, couvercle standard, stérile
<b>Dimensions</b>	Voir « Customer Drawing »
<b>Volume</b>	Volume total : 199 µl (calcul mathématique) Volume de travail = 15-175 µl 675180 : surface de croissance = 0,15 cm <sup>2</sup>
<b>Matériaux</b>	<u>Plaque</u> : PS (Polystyrène), absence métaux lourds <u>Couvercle</u> : PS (Polystyrène), absence métaux lourds
<b>Couleur</b>	<u>Plaque</u> : transparent <u>Couvercle</u> : transparent
<b>Stérilisation</b>	675101 : non stérile 675161, -180 : SAL 10 <sup>-3</sup>
<b>Contrôle qualité</b>	<u>Contrôle matières premières</u> : test physique <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
<b>Autres informations</b>	Usage unique

### Caractéristiques

Toutes références : exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.  
675180 : contenus non-cytotoxiques.


<b>Plages température</b>	-20°C à +60°C
<b>Autoclavable</b>	Non
<b>Centrifugation,</b>	4800 x g : rotor à godets oscillants
<b>RCF max</b>	
<b>Résistance chimique</b>	Voir notre page internet <a href="https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html">https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html</a>
<b>Durée de conservation</b>	675101 : n/a 675161 : 5 ans après le mois de fabrication 675180 : 4 ans après le mois de fabrication

## Conditionnement

	675101, -161	675180
Pièces / sachet	10	8
Pièces / carton	40	32
Numéro de lot	E AA MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)	

Autres information      Certificat qualité

## Image



**Note:** Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet ([www.gbo.com](http://www.gbo.com)), fait foi.