

FILM POUR MICROPLAQUE

- / 676001
- / 676061 (stérile)

Description / spécifications

| | |
|----------------------------|---|
| Désignation | EASYseal™, film couvrant, pour microplaque, 135,1 x 79,4 mm, 100pc Minimise l'évaporation, empêche les déversements et la contamination entre les puits. |
| Dimensions | Longueur: 135.1 mm (+/- 0,25) Largeur : 79.38 mm (+/- 0,25) Épaisseur du film : approximativement. 50,8 µm |
| Volume | - |
| Matériaux | <u>Film</u> : Polyester <u>Adhésif</u> : Acrylique <u>Revêtement anti-adhérent</u> : Revêtement en papier, enduit de silicone sur une face |
| Couleur | <u>Film</u> : haute transparence <u>Adhésif</u> : transparent <u>Revêtement anti-adhérent</u> : papier blanc |
| Stérilisation | 676001 : non 676061 : SAL 10 ⁻³ |
| Contrôlé qualité | - |
| Autres informations | Usage unique |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------------|---|
| Plages température | Recommandation : -40°C à +120°C |
| Autoclavable | n/a |
| Centrifugation, RCF max | |
| Résistance chimique | Résistant à : l'acétone, l'acétonitrile, l'acide acétique pur, l'acide acétique (1%), l'acide sulfurique (0,5 M), éthanol, isopropanol, méthanol, acide chlorhydrique (32%), Non résistant à : DMSO, chloroforme, phénol |
| Durée de conservation | 676001 : 3 ans après le mois de fabrication 676061 : 2 ans après le mois de fabrication |
| Autre information | Stockage dans les cartons d'origine à 21°C et 50% d'humidité relative. |

Conditionnement

| | |
|------------------------|---|
| Pièces / sachet | 100 |
| Pièces / carton | 100 |
| Numéro de lot | 676001 : GSPDXXXA (G=greiner, SP=fabrication produit, D=année /A(2013)→Z(2038), XXX= jour de l'année courante, A= machine) 676061 : E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, n° SAP consécutif) |

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.