

FILM POUR MICROPLAQUE

- / 676050
- / 676051 (stérile)

Description / spécifications

Désignation	Film microplaque BREATHseal™, Perméable gaz, 50 PCS./sachet Membrane perméable aux gaz, perçable, recouverte d'un adhésif acrylique, constituée de fibres de rayonne thermosoudées.
Dimensions	153 x 83 mm Epaisseur : 0.14 mm
Volume	-
Matériaux	Film : Fibres de rayonne, poreux, ruban non tissé Colle : adhésif acrylique Papier : Papier kraft plusieurs couches avec silicone
Couleur	Film : blanc transparent
Stérilisation	676050 : non 676051 : SAL 10 ⁻³
Contrôle qualité	-
Autres informations	Usage unique

Caractéristiques

- Irritation cutanée minime (Irritation primaire aiguë de la peau). Aucune preuve de sensibilisation de contact induite
- Cytotoxicité in vitro (superposition de la gélose)
- Irritation primaire aiguë de la peau chez les lapins albinos.
- Irritation cutanée répétée chez le lapin albinos
- Test répété d'irritation cutanée (Draize) chez l'homme

Ces tests sont conformes à la norme ISO10993 Partie-1 "Évaluation biologique des dispositifs médicaux", telle qu'elle est définie dans la norme ISO10993. Partie 1 « Évaluation biologique des dispositifs médicaux », telle que présentée par la FDA.

- MVTR (Moisture Vapour Transmission Rate) : 4200g/m²/24h

Durée de conservation 2 ans après le mois de production

Conditionnement

Pièces / sachet	50
Pièces / carton	500
Numéro de lot	E JJ MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

Image

