

FICHE TECHNIQUE

Révision 1 – 6 mai 2005

Désignation du produit : Pointes pour micropipette

Spécifications

Photo	685295
	
Description	Pointes pour micropipette recommandée pour Eppendorf® Reference, Research, Research pro
Dimension	Longueur : 49 mm (+0.1 / -0.2 mm) Diamètre intérieur : 5.35 mm (+0.05 / -0.0 mm)
Volume	10 – 100 µl
Matière	PP (Polypropylène), absence de métaux lourds
Couleur	Transparente
Stérilisation	-
Graduation	-
Autres informations	Dispositif à usage unique Eppendorf® 4700, 4710, 4810, 4910, Research, Research pro

Caractéristiques

Basic	Haute résistance à la rupture (disque, forme stable), autoclavable
Température de stockage	-190°C à +140°C
Autoclavable	121°C / 20min
Centrifugation, max RCF	-
Durée de vie	-
Autres informations	Les procédures d'essai est en corrélation avec la norme ISO 8655

Conditionnement

Qté sachet / carton	500 / 15 000, en sachet
---------------------	-------------------------