

## FLACON CULTURE CELLULAIRE CELLCOAT®

- / 690950
- / 690910
- / 690920
- / 690940

### Description / spécifications

<b>Désignation</b>	Flacon culture cellulaire, CELLCOAT, 25 cm <sup>2</sup> , col incliné, imprimé et gravé graduation (échelle 5-40 ml) avec bouchon ventilé à filtre 690910 : Traité avec protéines de laminine 690920 : Revêtement protéique de fibronectine 690940 : Traité avec protéine poly-D-Lysine 690950 : Traité avec protéine de collagène de type
<b>Dimensions</b>	<u>Bouteille et bouchon</u> : Voir « Customer Drawing » <u>Taille des pores de la membrane filtrante</u> : 0,2 µm
<b>Volume</b>	Volume maximal : 50 ml Volume de travail : 5-10 ml Zone de croissance : 25cm <sup>2</sup>
<b>Matériaux</b>	<u>Flacon</u> : 690910 : PS (Polystyrène) revêtement Laminine 690920 : PS (Polystyrène) revêtement Fibronectine 690940 : PS (Polystyrène) revêtement Poly-D-Lysine 690950 : PS (Polystyrène) revêtement Collagène Type I <u>Bouchon vissant</u> : HDPE (polyéthylène haute densité) <u>Filtre</u> : PET (Polyéthylène Téréphtalate), PTFE (Polytétrafluoroéthane)  Les matériaux de fabrication sont exempts de métaux lourds
<b>Couleur</b>	Flacon : transparent ; impression : graduation blanche, graduation gravée : transparent Bouchon vissant : rouge ; Filtre : blanc
<b>Stérilisation</b>	Non
<b>Contrôle qualité</b>	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques  <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
<b>Autres informations</b>	Usage unique

### Caractéristiques

<b>Plage température</b>	690910, -920 : +2°C à +8°C 690940, -950 : à température ambiante
<b>Autoclavable</b>	Non
<b>Centrifugation, RCF max</b>	N/A
<b>Résistance chimique</b>	Voir notre page internet <a href="https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html">https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html</a> (Ne concerne que le flacon standard sans revêtement)
<b>Durée de conservation</b>	690910, -920 : 6 mois après le mois de production 690940, -950 : 2 ans après le mois de production

## Conditionnement

Pièces / sachet	690910, -920 : 10 690940, -950 : 10
Pièces / carton	690910, -920 : 10 690940, -950 : 50
Numéro de lot	AABB0D89 (année, semaine, code pays, index, code unique)

## Autre information

Pour recherche uniquement. Non pour diagnostics

## Image



**Note :** Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet ([www.gbo.com](http://www.gbo.com)), fait foi.