

## FICHE TECHNIQUE

Révision 1 – juin 2008

Désignation du produit : EasyLoad®

### Spécifications

Photo	<p style="text-align: center;">741015</p> 
Description	EasyLoad® 10
Volume	10 µl
Matière	Pointe en PP (Polypropylène), absence de métaux lourds Boîte en carton avec couvercle en plastique
Couleur	Incolore
Stérilisation	-
Graduation	+
Autres informations	Dispositif à usage unique Recommandée pour <b>Gilson®</b>

### Caractéristiques

Basic	Haute résistance à la rupture (disque, forme stable) Autoclavable Tous les composants EasyLoad® peuvent être recyclés
Température de stockage	-190°C à +140°C
Autoclavable	121°C / 20 min
Centrifugation, max RCF	-
Durée de vie	-
Autres informations	Les procédures d'essai est en corrélation avec la norme ISO 8655

### Conditionnement

Rack par carton	960 / 5760
-----------------	------------