

## MICROPLAQUE 96 PUIITS MASTERBLOCK®

- / 780270
- / 780271(stérile)
- / 780280
- / 780285

### Description / spécifications

<b>Désignation</b>	MASTERBLOCK®, 96 puits, 2ml, PP, Fd V, incolore 780270, -280, -285 : non stérile 780271 : stérile Couvercles souples CapMats appropriés, Cat.-No. 381080, 381081
<b>Dimensions</b>	Voir « Customer Drawing »
<b>Volume</b>	Volume total : 2.28ml (calculé mathématiquement) Volume de travail : 0.1-2.0ml
<b>Matériaux</b>	PP (Polypropylène), absence de métaux lourds
<b>Couleur</b>	Transparent
<b>Stérilisation</b>	780270, -280, -285 : non 780271 : SAL 10-3
<b>Contrôlé qualité</b>	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
<b>Autres informations</b>	Usage unique

### Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

<b>Plages température</b>	-196°C à +121°C
<b>Autoclavable</b>	Non
<b>Centrifugation,</b>	780270, -280, -285 : 4800 x g : rotor nacelles
<b>RCF max</b>	780271 : 1800 x g : rotor nacelles
<b>Résistance chimique</b>	Voir notre page internet <a href="https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html">https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html</a>
<b>Durée de conservation</b>	780270, -280, -285 : n/a 780271 : 5 ans après le mois de fabrication

## Conditionnement

Pièces / sachet            780270, -271 : 1  
                                      780280 : 50  
                                      780285 : 5

Pièces / carton            780270, -271 : 50  
                                      780280 : 50  
                                      780285 : 50

Numéro de lot              B YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)  
Autre information        Certificat de qualité à télécharger

## Image



**Note :** Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet ([www.gbo.com](http://www.gbo.com)), fait foi.