

MICROPLAQUE 96 PUIITS MASTERBLOCK®

- / 786201
- / 786261 (stérile)

Description / spécifications

Désignation	MASTERBLOCK®, 96 puits, 0.5ml, Fd V, incolore 786261 : stérile
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	Volume total : 0.78ml (calculé mathématiquement) Volume de travail : 0,03 -0,7ml (à température ambiante) 0,03 - 0,55 ml (à -20°C)
Matériaux	PP (Polypropylène), absence de métaux lourds
Couleur	Transparent
Stérilisation	786201 : non 786261 : SAL 10-3
Contrôle qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Autres informations	Usage unique

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

Plages température	-196°C à +121°C
Autoclavable	Non
Centrifugation,	4800 x g : rotor nacelles
RCF max	
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	786201 : n/a 786261 : 5 ans après le mois de fabrication

Conditionnement


Pièces / sachet 786201 : 8
786261 : 1

Pièces / carton 786201 : 80
786261 : 80

Numéro de lot E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

Autre information Certificat de qualité à télécharger

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.