

PORTOIR POUR TUBES CRYO'S™

/ 802501

Description / spécifications

Désignation	Support pour opération manuelle, [100x 200x22mm] bleu, Polycarbonate, 1 PCS. Support de pour tubes cryo's™ pour une utilisation d'une seule main, base en caoutchouc pour éviter le glissement, offre de l'espace pour jusqu'à 40 tubes Cryo.s™ avec base en étoile. Convient aux tubes Cryo.s™ (N° d'article 123xxx, 126xxx, 127xxx)
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	-
Matériaux	Rack : PC (polycarbonate) Base : Caoutchouc
Couleur	Rack : bleu Base caoutchouc : noir
Stérilisation	Non
Contrôlé qualité	<u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide

Caractéristiques

Plages température	Utilisation : -150°C à +130°C
Autoclavable	n/a
Centrifugation,	n/a
RCF max	
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	5 ans

Conditionnement

Pièces / sachet	1
Pièces / carton	1
Numéro de lot	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)
Autre information	-

Image

