

SMQ  
13197

I D E N T I F I C A T I O N	1.CONSTRUCTEUR <b>DYNAMAP</b>		DYM	2.REF. DIAGRAMME <b>15 . 3000</b>		
	3. ECHELLE <b>SANS IMPRESSION</b>					
	4. TYPE DIAGRAMME Imprimante			5. ENREGISTREUR		6. CODE ARTICLE <b>0170001313</b>
	10. CONDITIONNEMENT Boite de 20 Rlx		11. POIDS 3,600 kg	12. CODE PRIX Date valor.	<b>STOCK</b>	


M A T E R I E L S	14. CODE PAPIER <b>52</b>		17. LONGUEUR <b>≈ 25 ml</b>	
	15. PAPIER(Gr/m²) <b>AP50 KSFD</b>		16. LARGEUR PAPIER <b>110</b>	

DATE DE CREATION	
------------------	--

LE	03/10/01
----	----------

VISA	H J
------	-----

D I M E N S I O N S	16-1.	<b>F</b> 110 <sup>+0</sup> <sub>-0,5</sub>
	25.	<b>E</b>
	24.	<b>C</b>



I M P R E S S I O N	33. CLICHE		▶	TYPO	34. FORMAT
				OFFSET	
	35-36. COULEUR				

IND	MODIFICATIONS	DATE	VISA
A	AP50KSD ald KPR440	,20/07/12	SL
B	SBPA	27,11,19	SA

B O B I N A G E	TUBE		<b>Bobiner au Ø</b>			Encoche	
	42		20.Ø INTER. 12	Ø EXT. MAXI 45	20-1 LONG TUBE 109,5	20-2 POSITION	
	17-1 LONG. DIA. ≈ 25 ml		37. BOBINAGE EXT	35. METHODE	20-4 MATIERE Plastique	20-3 COTE	
	FIN DU ROULEAU					BORD PAPIER/TUBE	
	38.		TYPE Long	LONGUEUR 1 ml	COULEUR Rouge	REMARQUES	

E M B A L	R1	Code article + N° fabrication
	R2	Carton de 20 Rlx (023)
	R3	
	R4	