

FICHE TECHNIQUE

Référence	033306
Désignation	Microtube



Description:

- ✓ En polypropylène vierge de premier grade, finition de qualité irréprochable
- ✓ Safe lock : le système de fermeture à verrouillage élimine les risques d'ouverture accidentelle
- ✓ Centrifugeable jusqu'à 22 000 g en rotor angulaire
- ✓ Autoclavable (121°C 20 min)
- ✓ Stérile
- ✓ Exempt d'ADN humain, de DNase, de RNase et d'inhibiteurs de PCR
- ✓ Coloris naturel
- √ Volume 2 ml

Unité de vente :

100 Microtubes