

making a difference



**PRODUÇÃO BRASILEIRA  
COM TECNOLOGIA ALEMÃ**

**PLACA DE PETRI**  
Greiner Bio-One

Qualidade em análises microscópicas

  
**greiner**  
BIO-ONE

As Placas de Petri são de uso indispensável nos laboratórios de microbiologia para o crescimento e identificação de microrganismos, documentação de colônias e rotinas de bacteriologia.


Fabricadas em poliestireno (PS) de alta qualidade, as Placas de Petri da Greiner Bio-One possuem excelente transparência ótica para análises microscópicas, bem como resistência ao calor e uma pequena borda na tampa que permite a troca de ar na medida exata.



Saiba mais sobre esse produto

## ESTERILIZAÇÃO POR RADIAÇÃO IONIZANTE (E-BEAM)

- / MAIS EFICIENTE
- / MAIS SEGURA
- / MAIS COMPLETA



## OEM

Como fabricante de equipamentos originais (OEM), oferecemos também a possibilidade de customização das Placas de Petri 90x15mm.

## MAIS LEVE MENOS RESÍDUOS

Visando boas práticas de sustentabilidade, produzimos a Placa de Petri mais leve do mercado nacional.



BRP082 | português [rev. nov. 2020]

Código	Descrição	Dimensão x Altura	Estéril	Embalagem Pacote/Caixa
630164	Placa de Petri	90 x 15 mm	+	20/960 unid.
630165	Placa de Petri	90 x 15 mm	-	20/960 unid.