



# MOBILIER DE LABORATOIRE

**CARINA**

Une gamme complète,  
made in France.

  
**greiner**  
BIO-ONE

# SOMMAIRE

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| NOTRE PARTENAIRE                                      | 3  |
| CHAISE DE PRÉLÈVEMENT                                 | 4  |
| FAUTEUILS DE PRÉLÈVEMENT HAUTEUR FIXE                 | 4  |
| FAUTEUILS DE PRÉLÈVEMENT HAUTEUR VARIABLE HYDRAULIQUE | 6  |
| FAUTEUILS DE PRÉLÈVEMENT HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE  | 8  |
| DIVAN D'EXAMEN                                        | 9  |
| MARCHE PIED                                           | 9  |
| TABOURETS ET CHAISES                                  | 10 |
| GUÉRIDONS                                             | 14 |
| LAMPES                                                | 18 |
| NUANCIER                                              | 19 |
| LIVRAISON / INSTALLATION                              | 20 |
| CONDITIONS DE GARANTIE                                | 20 |



# NOTRE PARTENAIRE



Spécialisé depuis 30 ans dans la conception et la fabrication de mobilier médical. L'ensemble des gammes Carina revendique la qualité de fabrication et d'usage :

- / Fiabilité de construction
- / Maîtrise des matériaux
- / Esthétique des produits
- / Performances fonctionnelle
- / Large gamme de coloris



Notre partenaire Carina figure parmi les **leaders français du mobilier médical** et esthétique destiné à l'équipement des laboratoires d'analyses médicales, des hôpitaux ou encore des cabinets privés. Une gamme complète de produits est proposée à tous nos clients comme des fauteuils de prélèvement, des divans d'examen ou encore des guéridons.

**Tous nos fauteuils de prélèvement sont dotés de protections plastiques assise et jambière.**

## CHAISE DE PRÉLÈVEMENT

### PRELIA08



- / Chaise de prélèvement à hauteur fixe : 50 cm
- / Pied aluminium poli diamètre 65 cm sur patins.
- / Sellerie très grand confort, épaisseur 6cm, largeur 46 cm, non feu classé M1. Spécialement développée pour un confort optimum du patient (très bon maintien lombaire)
- / Réglage de la souplesse du dossier
- / Equipée d'une gouttière prise de sang revêtement non feu M1 réglable en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables
- / Capacité de charge : 150 Kg

## FAUTEUILS DE PRÉLÈVEMENT HAUTEUR FIXE

### CA51277TSK



- / Fauteuil de prélèvement à hauteur fixe 50cm non tournant
- / Sellerie tendue en forme ergonomique très grand confort
- / Piètement sur socle chromé
- / Réglage du dossier et de la jambière par 2 vérins à gaz
- / La jambière peut être mise en position verticale
- / Equipé d'une paire de gouttières prise de sang réglables
- / Grande facilité d'utilisation
- / Position de Trendelenburg (-7)°
- / Capacité de charge : 130 Kg

Ce fauteuil existe aussi sans jambière **CA51277TSJSK** et de nombreuses options sont disponibles (têteière, option gynécologique...).

Tous nos fauteuils de prélèvement sont dotés de protections plastiques assise et jambière.

## CALUVIA



- / Fauteuil de prélèvement à hauteur fixe 50cm non tournant
- / Sellerie tendue en forme ergonomique fine et plate
- / Piètement sur socle chromé
- / Réglage du dossier et de la jambière synchronisé en toutes positions par 1 vérin à gaz
- / La jambière peut être mise en position verticale
- / Equipé d'une paire de gouttières prise de sang réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indéxables
- / Position de Trendelenburg (-7°)
- / Capacité de charge : 130 Kg

De nombreuses options sont disponibles (tête, option gynécologique...).

## 51202T



- / Fauteuil de prélèvement à hauteur fixe 67 cm
- / Sellerie tendue en forme ergonomique très grand confort
- / Piètement en H, tube acier mécano-soudé peint époxy
- / Dossier réglable par un vérin à gaz, jambière réglable par un système mécanique autobloquant (peut être mise en position verticale)
- / Equipé d'une paire de gouttières prise de sang réglables
- / Grande facilité d'utilisation
- / Position de Trendelenburg (-7°)
- / Capacité de charge : 130 Kg

Ce fauteuil existe aussi avec hauteur basse 50 cm **51202TB** et de nombreuses options sont disponibles (tête, option gynécologique...).

Tous nos fauteuils de prélèvement sont dotés de protections plastiques assise et jambière.

## FAUTEUILS DE PRÉLÈVEMENT HAUTEUR VARIABLE HYDRAULIQUE

### CA51214T



- / Fauteuil de prélèvement à hauteur variable hydraulique (55-74cm)
- / Sellerie tendue en forme confortable
- / Piètement sur socle chromé
- / Fauteuil pivotant avec possibilité de bloquer la rotation
- / Réglage du dossier et de la jambière par 2 vérins à gaz
- / Equipé d'une paire de gouttières prise de sang réglables
- / Grande facilité d'utilisation
- / Position de Trendelenburg (-7°)
- / Capacité de charge : 130 Kg en dynamique



De nombreuses options sont disponibles comme l'option gynécologique : **CAACC537+105+510125**.

### CALUVIA14TSTK



- / Fauteuil de prélèvement à hauteur variable hydraulique (54-73cm)
- / Sellerie tendue en forme ergonomique très grand confort
- / Piètement sur socle chromé
- / Réglage du dossier et de la jambière synchronisé en toutes positions par 1 vérin à gaz
- / La jambière peut être mise en position verticale
- / Equipé d'une paire de gouttières prise de sang réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indéformables
- / Position de Trendelenburg (-7°)
- / Capacité de charge : 130 Kg en dynamique



De nombreuses options sont disponibles comme la tête ergonomique.

Tous nos fauteuils de prélèvement sont dotés de protections plastiques assise et jambière.

## FAUTEUILS DE PRÉLÈVEMENT HAUTEUR VARIABLE HYDRAULIQUE

### CA51266TSK



- / Fauteuil de prélèvement à hauteur variable hydraulique (52-72cm)
- / Sellerie tendue en forme ergonomique très grand confort
- / Réglage du dossier et de la jambière en toutes positions par 2 vérins à gaz
- / Piètement sur socle chromé
- / Fauteuil pivotant avec possibilité de bloquer la rotation
- / Dossier réglable par un vérin à gaz, jambière réglable par un système mécanique autobloquant
- / Equipé d'une paire de gouttières prise de sang réglables
- / Grande facilité d'utilisation
- / Position de Trendelenburg (-7°)
- / Capacité de charge : 130 Kg en dynamique

De nombreuses options sont disponibles (tête, option gynécologique...).

### CA51205T



- / Fauteuil de prélèvement à hauteur variable hydraulique (55-74cm)
- / Sellerie tendue en forme confortable
- / Piètement H mécano-soudé époxy
- / Fauteuil pivotant avec possibilité de bloquer la rotation
- / Réglage du dossier et de la jambière par 2 vérins à gaz
- / Equipé d'une paire de gouttières prise de sang réglables
- / Grande facilité d'utilisation
- / Position de Trendelenburg (-7°)
- / Capacité de charge : 130 Kg en dynamique

Ce fauteuil existe aussi sans jambière **CA51277TSK** et de nombreuses options sont disponibles (tête, option gynécologique...).


Tous nos fauteuils de prélèvement sont dotés de protections plastiques assise et jambière.

## FAUTEUILS DE PRÉLÈVEMENT HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE

**CA94001T**



- / Fauteuil de prélèvement à hauteur variable électrique (55-90cm)
- / Sellerie tendue en forme confortable
- / Piètement mécano-soudé peinture époxy
- / Commande : télécommande au pied
- / Réglage du dossier et de la jambièrre par 2 vérins à gaz
- / Equipé d'une paire de gouttières prise de sang réglables
- / La jambièrre peut être mise en position verticale
- / Position de Trendelenburg (-7°)
- / Capacité de charge : 130 Kg en dynamique



Vendu avec l'option gynécologique complète : **CAACC537+105+510125**.

**CALUVIA08TSTK**



- / Fauteuil de prélèvement à hauteur variable électrique (55-75cm)
- / Sellerie tendue en forme confortable
- / Piètement H peinture époxy
- / Commande : télécommande au pied
- / Réglage du dossier et de la jambièrre par 1 vérin à gaz
- / Equipé d'une paire de gouttières prise de sang réglables
- / La jambièrre peut être mise en position verticale
- / Position de Trendelenburg (-7°)
- / Capacité de charge : 130 Kg en dynamique



De nombreuses options sont disponibles comme la tête ergonomique.

Tous nos fauteuils de prélèvement sont dotés de protections plastiques assise et jambièrre.

## DIVAN D'EXAMEN

### ECOMAX



- / Divan d'examen à hauteur fixe 2 parties, hauteur 80cm, largeur 60cm
- / Sellerie tendue en forme confortable
- / Piètement en acier peint époxy, coloris argent
- / Réglage de la tête par 2 crémaillères mécaniques autobloquantes
- / Équipé d'un porte rouleau pour draps d'examen (position côté tête ou côté pied)
- / Livré démonté avec clé et notice de montage, montage très rapide
- / Capacité de charge : 150 Kg

## MARCHE PIED

### 5606



- / Marche pied 2 marches
- / Tube rond peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard
- / Marches revêtement ABS noir
- / Capacité de charge : 130 Kg

## TABOURETS ET CHAISES

**12001**



- / Tabouret réglable par colonne à gaz chromée
- / Hauteur réglable de 48 à 68 cm
- / Sellerie non feu classée M1
- / Pied 5 branches chromé, empattement 550mm, sur roulettes
- / Assise ronde diamètre 35cm, épaisseur 6cm



L'option repose pied **CAACC15** est disponible sur l'ensemble de la gamme.

Ce tabouret existe aussi en piètement laqué **12002**, en hauteur haute (53-83cm) **12001HHCHR** ou encore en hauteur basse : piètement laqué (41-54cm) **12007** et piètement ABS noir (46-59cm) **12005HBCHR**.

**CAPRISCA**



- / Tabouret réglable par colonne à gaz noire
- / Hauteur réglable de 50 à 70 cm
- / Sellerie non feu classée M2
- / Pied 5 branches ABS noir, sur roulettes, empattement 550mm
- / Assise ronde diamètre 35cm, sur mousse épaisseur 6cm

## TABOURETS ET CHAISES

**4001**



- / Tabouret réglable par colonne à gaz chromée
- / Hauteur réglable de 51 à 71 cm
- / Sellerie non feu classée M1, couture apparente
- / Pied 5 branches chromé, empattement 550mm
- / Assise ronde diamètre 35cm, épaisseur 8cm



L'option dossier **10** est disponible pour les gammes 120, 40 et 3030.

**3030**



- / Tabouret réglable par colonne à gaz
- / Hauteur réglable de 48 à 68 cm
- / Sellerie non feu classée M1
- / Pied acier peint epoxy 5 branches, empattement 550mm
- / Assise rectangulaire (40x32cm), épaisseur 8cm



L'option repose pied **CAACC15** est disponible sur l'ensemble de la gamme.

Ce tabouret existe aussi en piètement chromé sur patins **3033** ou en hauteur basse (41-53cm) **3030HB**.

## TABOURETS ET CHAISES

**6001**



- / Tabouret réglable par colonne à gaz chromée
- / Hauteur réglable de 51 à 71 cm
- / Sellerie mousse polyuréthane noire
- / Pied 5 branches ABS noir, empattement 550mm
- / Assise ronde diamètre 35cm, épaisseur 6cm



L'option dossier **11** est disponible pour la gamme 6001.

**6001P**



- / Tabouret réglable par colonne à gaz chromée
- / Hauteur réglable de 47 à 67 cm
- / Sellerie mousse polyuréthane noire
- / Pied 5 branches ABS noir, empattement 550mm, sur patins
- / Assise ronde diamètre 35cm, épaisseur 6cm



L'option dossier **11** est disponible pour la gamme 6001.

## TABOURETS ET CHAISES

**6301**



- / Chaise réglable par colonne à gaz chromée
- / Hauteur réglable de 47,5 à 67,5 cm
- / Sellerie en polyuréthane noir très grand confort
- / Pied 5 branches ABS noir, empattement 550mm
- / Assise rectangulaire et dossier



L'option contact permanent **ACC12** est disponible sur la gamme de chaises.

**6401**



- / Chaise réglable par colonne à gaz chromée
- / Hauteur réglable de 47,5 à 67,5 cm
- / Sellerie en polyuréthane noir très grand confort
- / Pied 5 branches ABS noir, empattement 550mm
- / Assise rectangulaire et dossier



L'option repose pied **CAACC15** est disponible sur l'ensemble de la gamme.

## GUÉRIDONS

**243 01**



- / Guéridon 2 plateaux bois stratifiés blanc, sans galerie
- / Structure acier revêtement peinture époxy
- / 4 roulettes pivotantes diamètre 5cm
- / Dimensions (mm) Longueur : 600 / Largeur 400 / Hauteur 800

Ce guéridon existe aussi avec galerie **243 02**.

**24306**



- / Guéridon 3 plateaux bois stratifiés blanc, sans galerie
- / Structure acier revêtement peinture époxy
- / 4 roulettes pivotantes dont 2 à freins, diamètre 5cm
- / Dimensions (mm) Longueur : 600 / Largeur 400 / Hauteur 800

Ce guéridon existe aussi avec galerie **CA24307**, ou encore avec les dimensions 400 x 400 x 800 mm **CA24309**.

## GUÉRIDONS

**243 08**



- / Guéridon 2 plateaux bois stratifiés blanc
- / Equipé d'un tiroir
- / Structure acier, revêtement peinture époxy
- / 4 roulettes pivotantes diamètre 5cm
- / Dimensions (mm) Longueur : 600 / Largeur 400 / Hauteur 800

Ce guéridon existe aussi avec 2 tiroirs **243 09** ou 3 tiroirs **243 10** ou en dimensions 400 x 400 x 800 mm avec 2 tiroirs **243 12**.

**4000**



- / Meuble 3 tiroirs en bois stratifié blanc
- / Equipé d'une galerie sur le plateau supérieur sur 3 côtés
- / Piètement oblique, tube rectangulaire en revêtement peinture époxy
- / 4 roulettes pivotantes diamètre 5cm
- / Dimensions (mm) Longueur : 600 / Largeur 400 / Hauteur 875

## GUÉRIDONS

### CA5060



- / Meuble compact 2 plateaux - 2 tiroirs
- / Equipé de 2 tiroirs : 1 tiroir spécialement étudié pour le petit équipement et les racks de tubes + 1 tiroir inférieur grande capacité (poids supportable 7 kg)
- / Bandeau de couleur au choix pour correspondre à votre fauteuil
- / Dimensions (mm) Largeur : 450 / Profondeur 600 / Hauteur 860
- / Support bouteille et serviette inclus

Support standard (idéal pour désinfectant, bouteille...) **ACC5060A**.

### 5061



- / Meuble compact 1 plateau - 3 tiroirs
- / Equipé de 3 tiroirs : 2 tiroirs spécialement étudiés pour le petit équipement et les racks de tubes + 1 tiroir inférieur grande capacité (poids supportable 7 kg)
- / Bandeau de couleur au choix pour correspondre à votre fauteuil
- / Dimensions (mm) Largeur : 450 / Profondeur 600 / Hauteur 860
- / Support bouteille et serviette inclus

Support standard (idéal pour désinfectant, bouteille...) **ACC5060A**.

## GUÉRIDONS

**S9621**



- / Meuble « Bobby » 2 tiroirs, 3 étagères
- / Structure rectangulaire en ABS blanc
- / Équipé de 4 roulettes
- / Dimensions : 735 x 430 x 420 mm
  - plateau supérieur : 420 x 430 mm
  - étagères : 292 x 110 x 208 mm
  - tiroirs : 297 x 255 x 90 mm

**GUS9618**



- / Meuble « Bobby » 6 tiroirs, 3 étagères
- / Structure rectangulaire en ABS blanc
- / Équipé de 4 roulettes
- / Dimensions : 735 x 430 x 420 mm
  - plateau supérieur : 420 x 430 mm
  - étagères : 292 x 110 x 208 mm
  - tiroirs : 297 x 255 x 60 mm

## LAMPES

**17301**



- / Lampe halogène 20 Watts sur bras flexible longueur 650mm
- / Pied peint époxy sur 5 roulettes pivotantes
- / Câble d'alimentation longueur : 3 mètres
- / Tête de lampe diamètre 7 cm montée sur rotule d'orientation
- / Eclairage 23000 Lux à 50cm, diamètre éclairé 10 cm

**CA17801**



- / Lampe LED sur bras flexible longueur 650mm blanc
- / Faible consommation : 3W
- / Pied peint époxy sur 5 roulettes pivotantes
- / Durée de vie exceptionnelle : 50 000 heures minimum
- / Câble d'alimentation longueur : 3m
- / Tête de lampe diam 6cm, montée sur rotule d'orientation
- / Eclairage 7000 lux à 50cm, diamètre éclairé : 25cm

**17705**



- / Lampe de Wood 9W
- / Câble d'alimentation longueur 2,8 m
- / Dimensions : 34 x 10 cm
- / Poids en main : 250g
- / Tube fluorescent : 3000h minimum

# NUANCIER

Teintes indicatives non contractuelles, à valider avec les échantillons réels correspondants.

## Selleries Classique



## Selleries Ginkgo



## Selleries Urban



## Piètements



# LIVRAISON / INSTALLATION

Les équipements Carina sont livrés en pas de porte, en standard. Pour toutes autres prestations, se référer aux livraisons (sur devis) ci-dessous :

| Référence       | Prestation                                                                                                                                                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /               | LIVRAISON PAS DE PORTE<br>FRANCO SI COMMANDE >900€                                                                                                               |
| COMRDV          | PRISE DE RENDEZ-VOUS CARINA TYPE CRÉNEAU DE LIVRAISON, CRÉNEAU DÉFINI SELON CONTRAINTES DU TRANSPORTEUR                                                          |
| CALIVRAISONCONF | PACK CONFORT : POUR 1 FAUTEUIL<br>- LIVRAISON RDC OU ÉTAGE<br>- DEBALLAGE + MONTAGE<br>- MISE EN PLACE + REPRISE EMBALLAGE<br>LIVRAISON SANS REPRISE PRODUITS    |
| CALIVRAICONFPLU | PACK CONFORT + : POUR 2 FAUTEUILS<br>- LIVRAISON RDC OU ÉTAGE<br>- DEBALLAGE + MONTAGE<br>- MISE EN PLACE + REPRISE EMBALLAGE<br>LIVRAISON SANS REPRISE PRODUITS |
| CALIVRAISONEXCE | PACK EXCELLENCE : POUR 1 FAUTEUIL<br>- LIVRAISON RDC OU ÉTAGE<br>- DEBALLAGE + MONTAGE + MISE EN PLACE<br>- REPRISE EMBALLAGE + ANCIEN MATERIEL                  |
| CALIVRAIEXCEPLU | PACK EXCELLENCE : POUR 2 FAUTEUILS<br>- LIVRAISON RDC OU ÉTAGE<br>- DEBALLAGE + MONTAGE + MISE EN PLACE<br>- REPRISE EMBALLAGE + ANCIEN MATERIEL                 |

## CONDITIONS DE GARANTIE

Depuis plus de 30 ans Carina s'est spécialisé dans la conception et la fabrication de mobilier médical. Carina a su démontrer sa capacité innovatrice en proposant sur le marché des produits radicalement différents.

Aujourd'hui leader français dans son domaine, l'entreprise a su s'entourer des meilleurs distributeurs. Carina a construit un partenariat solide avec Greiner Bio-One depuis de nombreuses années.

Les équipements Carina sont garantis 1 an pour la sellerie et 2 ans pour les pièces mécaniques, hydrauliques et électriques.



greiner  
BIO-ONE

GREINER BIO-ONE  
JOBS MIT ZUKUNFT IM BLUT

WIR NEHMEN UNSERE ZUKUNFT GERNIE BEI SICH IN DIE HAND!  
SIE IHRE AUCH? gbo.com/hartere

LLR 261 MU

18

making a difference

[www.gbo.com](http://www.gbo.com)

**GREINER BIO-ONE SAS**  
COURTABOEUF, FRANCE

**TÉL** +33 (0)1 69 86 25 25  
**FAX** +33 (0)1 69 86 25 35  
**E-MAIL** [accueil.france@gbo.com](mailto:accueil.france@gbo.com)



**GREINER BIO-ONE IS A GLOBAL PLAYER.**  
FIND THE CONTACT DETAILS OF YOUR  
LOCAL PARTNER ON OUR WEBSITE.

