

TUBE LEUCOSEP, 12ML

- / 163289
- / 163290 (stérile)
- / 163288 (aseptique)

Description / spécifications

Désignation	Tube Leucosep, 12ml, PP, 16,8x100mm, Fd R, barrière poreuse, naturel, bouchon vissant 163288 : pré-rempli avec milieu de séparation pour l'isolement des PBMC, aseptique 163289 : non rempli, non stérile 163290 : non rempli, stérile
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	Volume total : 12 ml Volume d'échantillon : 3-8 ml
Matériaux	Tube : PP (polypropylène), exempt de métaux lourds. Barrière poreuse : HDPE (polyéthylène haute densité), exempt de métaux lourds. Bouchon vissant : HDPE (polyéthylène haute densité), exempt de métaux lourds.
Couleur	Tube : translucide; impression graduation : bleu Barrière poreuse : blanc Bouchon vissant : blanc
Stérilisation	163290 : SAL 10 ⁻³ 163288, -289 : non
Contrôle qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour la séparation des leucocytes et des cellules mononucléaires du sang périphérique, destiné à être utilisé par du personnel qualifié en laboratoire.
Autres informations	Usage unique Protéger de la lumière directe Mode d'emploi : consulter notre site internet : https://www.gbo.com/fileadmin/media/GBO-International/01_Downloads_BioScience/TECHNICAL_Instructions_for_Use/F071043_Leucosep_Manual_Rev02.pdf

Caractéristiques

Exempt pyrogènes détectables. Contenus non cytotoxiques.	
Plages température	+4°C à +25°C (température de stockage) +18°C à +25°C (température de travail)
Autoclavable	Non
Centrifugation, RCF max	Voir mode d'emploi
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	163288 : selon l'indication du milieu de séparation Leucosep - fabricant, maximum 2 ans, 163289 : n/a 163290 : 5 ans

Autre information

Milieu de séparation Leucosep :
- contient < 0,12 EU/ml (1EU = 0,1 ng, Ec5) Endotoxines
- a une densité de 1,077 g/ml


Conditionnement

Pièces / sachet	50
Pièces / carton	500
Numéro de lot	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)
Autre information	163288, -289, -290 : Manuel d'instruction dans la boîte

Autre information

Pour recherche uniquement. Non pour diagnostics

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.