

TUBE 14ML

- / 187201
- / 187261 (stérile)
- / 187262 (stérile)

Description / spécifications

| | |
|----------------------------|--|
| Désignation | Tube 14ml, PP, fond rond 187201 : tube seulement, non stérile 187261, -262 : avec bouchon ventilation 2 positions, graduation et zone d'écriture, stérile |
| Dimensions | Voir « Customer Drawing » |
| Volume | Volume de travail : 12ml |
| Matériaux | <u>Tube</u> : PP (Polypropylène), absence métaux lourds <u>Bouchon double position</u> : LDPE (Polyéthylène basse densité), absence de métaux lourds |
| Couleur | Tube : transparent <u>Bouchon double position</u> : transparent |
| Stérilisation | 187201 : Non 187261, -262 : SAL 10 ⁻³ |
| Contrôle qualité | <u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide |
| Utilisation | Produit de laboratoire général pour le traitement, la centrifugation et le stockage d'échantillons, destiné à être utilisé par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire. |
| Autres informations | Usage unique |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------------|--|
| Plages température | Utilisation : Tube : -196°C à +121°C Bouchon double position : -50°C à +80°C |
| Autoclavable | Oui (sans bouchon double position) |
| Centrifugation, RCF max | 34.000 x g : rotor à angle fixe / 4.800 x g : rotor nacelles |
| Résistance chimique | Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html |
| Durée de conservation | 187201 : n/a 187261, -262 : 5 ans |

Conditionnement

| | |
|--------------------|--|
| Pièces / sachet | 187201 : 1 500 |
| | 187261 : 1 |
| | 187262 : 25 |
| Pièces / carton | 187201 : 1 500 |
| | 187261 : 800 |
| | 187262 : 1 000 |
| Numéro de lot | E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif) |
| Autres information | 187261,-262 : Certificat de qualité à télécharger |

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.