

TUBE 15ml

- / 188261 (stérile)
- / 188262 (stérile)
- / 188271 (stérile)
- / 188272 (stérile)
- / 188280 (stérile)
- / 188281 (stérile)
- / 188283 (stérile)
- / 188285 (stérile)
- / 188271-TRI (stérile)

Description / spécifications

Désignation	Tube PP, 15ml, bouchon vissant, fond conique, graduation et plage d'écriture, stérile 188271-TRI : tripe emballage
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	Volume de travail = 14ml
Matériaux	<u>Tube</u> : PP (Polypropylène), absence métaux lourds <u>Bouchon</u> : HDPE (Polyéthylène Haute Densité), absence de métaux lourds
Couleur	<u>Tube</u> : 188261, -262, -271, -272, -271-TRI, -281, -285 : incoloré ; impression : graduation bleue, plage d'écriture blanche 188280, -283 : ambré ; impression : graduation bleue, plage d'écriture blanche <u>Bouchon</u> : 188261, -262, -271, -272, -271-TRI, -280, -283 : bleu 188281, -285 : blanc
Stérilisation	188261, -271, -280, -281, -283, -285 : SAL ⁻³ 188262, -272, -271-TRI : SAL ⁻⁶
Contrôle qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour le traitement, la centrifugation et le stockage d'échantillons, à utiliser par un personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autres informations	Usage unique

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables. Exempt de substances cytotoxiques.

Plages température	Utilisation : -80°C à +100°C
Autoclavable	Oui (sans le bouchon)

Centrifugation, 4 000 x g : rotor à godets oscillants
 RCF max 15 000 x g : rotor à angle fixe

Résistance chimique Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html

Durée de conservation 5 ans

Conditionnement

	188261, -262, -281, -283	188271, -272, -280	188285	188271-TRI
Pièces / sachet ou rack	50 en rack / sachet	100 / sachet	100 / sachet	5 / sachet (triple emballage)
Pièces / carton	500 (10 racks)	1 000	700	500
Numéro de lot	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)			

Autres information Certificat qualité à télécharger

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date de révision. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.