

POT DROSOPHILE, 68 ML, PS

/ 217101

Description / spécifications

Désignation	Pot PS, 68 ml, base Bouchon compatible 330070, (ce bouchon est perméable et fait d'un matériau hydrofuge)
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	Volume total : 68 ml
Matériaux	PS (Polystyrène), exempt de métaux lourds.
Couleur	Transparent
Stérilisation	Non
Contrôle qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : test physique <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour le traitement et le stockage d'échantillons, à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autre information	Usage unique

Caractéristiques

Plages température	Utilisation : -20°C à +60°C
Autoclavable	Non
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html

Conditionnement

Pièces / boîte	605
Pièces / carton	605
Numéro de lot	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

Image

