

TUBE ONCOQUICK®

- / 227255 (aseptique)
- / 227250 (aseptique)

Description / spécifications

Désignation	Echantillon tube OncoQuick® 50ml, PP, 30x115mm, Fd C, bch vissant bleu, naturel, bleu gradué, barrière poreuse, milieu de séparation, aseptique, Se compose d'un tube à fond conique et gradué, d'un bouchon vissant, d'une barrière poreuse, tube pré-rempli de milieu de séparation, aseptique
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	Volume total : 50 ml Volume d'échantillon : 15 - 30 ml
Matériaux	<u>Tube</u> : PP (polypropylène), exempt de métaux lourds. <u>Barrière poreuse</u> : HDPE (polyéthylène haute densité), exempt de métaux lourds. <u>Bouchon vissant</u> : HDPE (polyéthylène haute densité), exempt de métaux lourds. <u>Milieu de séparation</u> : - contient du bleu trypan - non exempt d'endotoxine
Couleur	<u>Tube</u> : transparent ; graduation : bleu <u>Barrière poreuse</u> : blanc <u>Bouchon vissant</u> : bleu <u>Milieu de séparation</u> : bleu
Stérilisation	Non
Contrôle qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour l'enrichissement des cellules tumorales circulantes disséminées à partir du sang total, destiné à être utilisé par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autres informations	Usage unique Protéger de la lumière directe Mode d'emploi : consulter sur notre site internet : https://www.gbo.com/fileadmin/imported_from_old/Downloads/Product_Flyers/Product_Flyers_BioScience/999999_UserGuide_OncoQuick_E.pdf

Caractéristiques

Plages température	+4°C à +25°C (température de stockage) +18°C à +25°C (température de travail)
Autoclavable	Non
Centrifugation, RCF max	1600 x g : rotor nacelles
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	En fonction de l'indication du milieu séparation OncoQuick® - fabricant, maximum 2 ans


Conditionnement

Pièces / sachet	227250 : 10 227255 : 4
Pièces / carton	227250 : 10 227255 : 4
Numéro de lot	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)
Autre information	Manuel d'instruction dans la boîte

Autre information

Pour recherche uniquement, Non pour diagnostics

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.