

PIPETTE CELLSTAR® 1ML

- / 604107 (stérile)
- / 604160 (stérile)
- / 604181 (stérile)
- / 604160-TRI (stérile)

Description / spécifications

Désignation	Pipette PS, gradué 1/100, bande latérale jaune, insert synthétique, 1ml, stérile
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	1 ml ; précision volumétrique +/- 2 %.
Matériaux	<u>Pipette</u> : PS (Polystyrène), exempt de métaux lourds <u>Insert</u> : fibre Polyester, exempt de métaux lourds
Couleur	<u>Pipette</u> : transparent <u>Insert</u> : blanc
Stérilisation	604107 -160 -181 : SAL 10 ⁻³ 604160-TRI : SAL 10 ⁻⁶
Contrôle qualité	<u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour le pipetage de liquides, à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autres informations	Usage unique

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables. Contenu non cytotoxique.

Plages température	Utilisation : 0°C à +40°C
Autoclavable	Non
Centrifugation, max RCF	N/A
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	5 ans

Conditionnement

	604107	604160	604181	604160-TRI
Pièces / sachet	25 Emballages en vrac (plastique)	1 / 100 Emballage « peel-off » (plastique/plastique)	1 / 100 Emballage « peel-off » (papier/plastique)	1 Emballage « peel-off » (plastique/plastique) 10 « Triple emballage »
Pièces / carton	1 000	1 000	1 000	100
Numéro de lot	F YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)	F YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)	F YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)	F YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

Autres information [Certificat qualité à télécharger](#)

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date de révision. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.