

## PIPETTE CELLSTAR® 10ML

- / 607107 (stérile)
- / 607160 (stérile)
- / 607180 (stérile)
- / 607160-TRI (stérile)

### Description / spécifications

Désignation	Pipette PS, gradué 1/10, bande latérale orange, insert synthétique, 10ml, stérile
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	10 ml ; précision volumétrique +/- 2 %.
Matériaux	<u>Pipette</u> : PS (Polystyrène), exempt de métaux lourds <u>Insert</u> : fibre Polyester, exempt de métaux lourds
Couleur	<u>Pipette</u> : transparent <u>Insert</u> : blanc
Stérilisation	607107 -160 -180 : SAL 10 <sup>-3</sup> 607160-TRI : SAL 10 <sup>-6</sup>
Contrôle qualité	<u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour le pipetage de liquides à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autres informations	Usage unique

### Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables. Contenu non cytotoxique.

Plages température	Utilisation : 0°C à +40°C
Autoclavable	Non
Centrifugation, max.RCF	N/A
Résistance chimique	Voir notre page internet <a href="https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html">https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html</a>
Durée de conservation	5 ans

## Conditionnement

	607107	607160	607180	607160-TRI
Pièces / sachet	25 Emballages refermable en vrac (plastique)	1 Emballage « peel-off » (plastique/plastique)	1 Emballage « peel-off » (papier/plastique)	1 Emballage « peel-off » (plastique/plastique)  10 « Triple emballage »
Pièces / carton	500	200	200	100
Numéro de lot	F YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)			

Autres information      [Certificat qualité à télécharger](#)

## Image



**Note :** Cette fiche technique est valable à la date de révision. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet ([www.gbo.com](http://www.gbo.com)), fait foi.