

## BOITE DE CULTURE CELLULAIRE

- / 627102
- / 627160 (stérile)
- / 627161 (stérile)

### Description / spécifications

<b>Désignation</b>	Boîte de culture cellulaire avec ergots 627102 : standard 627160 : CELLSTAR®, traitement physique de surface, stérile 627161 : stérile
<b>Dimensions</b>	Voir « Customer Drawing » Poids couvercle : 1,1 – 1,5 g Poids boîte : 1,6 – 2,0 g
<b>Volume</b>	Volume maximal : 10 ml Volume de travail : 627160 : 3 ml Zone de croissance : 627160 : 8.7cm <sup>2</sup>
<b>Matériaux</b>	Boîte et couvercle : PS (Polystyrène), absence métaux lourds
<b>Couleur</b>	Boîte et couvercle : transparent
<b>Stérilisation</b>	627102 : non 627160, -161 : SAL 10 <sup>-3</sup>
<b>Contrôle qualité</b>	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
<b>Utilisation</b>	627102, -161 : produit de laboratoire général pour la bactériologie à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire. 627160 : produit de laboratoire général pour la culture cellulaire à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
<b>Autres informations</b>	Usage unique Élévations pour la ventilation de la culture

### Caractéristiques

627102 : -	
627160 : Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables. Contenus non cytotoxiques.	
627161 : Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.	
<b>Plages température</b>	Utilisation : -20°C à +60°C
<b>Autoclavable</b>	Non
<b>Centrifugation,</b>	N/A
<b>RCF max</b>	
<b>Résistance chimique</b>	Voir notre page internet <a href="https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html">https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html</a>
<b>Durée de conservation</b>	627102 : n/a 627160 : 4 ans 627161 : 5 ans

## Conditionnement

Pièces / sachet	10
Pièces / carton	740
Numéro de lot	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)
Autre information	627160 : Certificat de qualité à télécharger

## Autre information

627160 : Pour recherche uniquement. Non pour diagnostics

## Image



**Note :** Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet ([www.gbo.com](http://www.gbo.com)), fait foi.