

BOITE DE CULTURE CELLULAIRE

- / 628102
- / 628160 (stérile)
- / 628161 (stérile)
- / 628160-TRI (stérile)

Description / spécifications

Désignation	Boîte de culture cellulaire, PS, 60x15mm, ergots 628102 : standard 628160 : CELLSTAR®, traitement physique de surface, stérile 628161 : stérile 628160-TRI : CELLSTAR®, traitement physique de surface, stérile, triple emballage
Dimensions	Voir « Customer Drawing » Poids total : 7,4 – 7,8 g
Volume	Volume maximal : 28 ml Volume de travail : 6-7 ml 628160, -160-TRI : Zone de croissance : 21 cm ²
Matériaux	Boîte et couvercle : PS (Polystyrène), absence métaux lourds
Couleur	Boîte et couvercle : transparent
Stérilisation	628102 : non 628160, -161 : SAL 10 ⁻³ 628160-TRI : SAL 10 ⁻⁶
Contrôle qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	628102, -161 : produit de laboratoire général pour la bactériologie à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire. 628160, -160-TRI : produit de laboratoire général pour la culture cellulaire à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autres informations	Usage unique Élévations pour la ventilation de la culture

Caractéristiques

628102, 161 : -	
628160, -160-TRI : Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables. Contenus non cytotoxiques.	
Plages température	Utilisation : -20°C à +60°C
Autoclavable	Non
Centrifugation,	N/A
RCF max	
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html

Durée de conservation 628102 : n/a
628160, -160-TRI : 4 ans
628161 : 5 ans

Conditionnement

Pièces / sachet 628102, -161 : 20
628160 : 10
628160-TRI : 10 (triple emballage)

Pièces / carton 628102, -161 : 600
628160 : 600
628160-TRI : 300

Numéro de lot E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

Autre information 628160,-160-TRI : Certificat de qualité à télécharger

Autre information

628160 / 628160-TRI : Pour recherche uniquement. Non pour diagnostics.

Image

