

## BOITE DE PÉTRI

- / 633102
- / 633161 (stérile)
- / 633180

### Description / spécifications

<b>Désignation</b>	Boîte de pétri avec ergots 633102 (94x16mm) : version lourde 633161 (94x16mm) : version lourde, stérile 633180 (94x16mm) : standard
<b>Dimensions</b>	Voir « Customer Drawing » 633102, -161: poids total : 17,0 – 18,5 g 633180 : poids total : 13,0 – 14,7 g
<b>Volume</b>	Volume maximal : 80 ml
<b>Matériaux</b>	PS (Polystyrène), absence métaux lourds
<b>Couleur</b>	Transparent
<b>Stérilisation</b>	633102, -180 : Non 633161 : SAL 10 <sup>-3</sup>
<b>Contrôle qualité</b>	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
<b>Utilisation</b>	Produit de laboratoire général pour la bactériologie destiné à être utilisé par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
<b>Autres informations</b>	Usage unique Élévations pour la ventilation de la culture

### Caractéristiques

Produits hydrophobes.	
<b>Plages température</b>	Utilisation : -20°C à +60°C
<b>Autoclavable</b>	Non
<b>Centrifugation, RCF max</b>	n/a
<b>Résistance chimique</b>	Voir notre page internet <a href="https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html">https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html</a>
<b>Durée de conservation</b>	633102, -180 : n/a 633161 : 5 ans

## Conditionnement

Pièces / sachet	20
Pièces / carton	480
Numéro de lot	633102, -161 : F YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif) 633180 : G YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

## Image

