

BOITE DE PETRI

/ 633181 (stérile)

Description / spécifications

Désignation	Boîte de pétri, PS, avec ergots, 94x16 mm, sans logo, stérile, 20pcs/sachet
Dimensions	Voir « Customer Drawing » Poids total : 13,0 - 14,7g
Volume	Volume maximal : 80 ml Volume de travail : 15 - 16 ml
Matériaux	Boîte et couvercle : PS (Polystyrène), absence métaux lourds
Couleur	Boîte et couvercle : transparent
Stérilisation	SAL 10 ⁻³
Contrôle qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour la bactériologie à utiliser par un personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autres informations	Usage unique Élévations pour la ventilation de la culture

Caractéristiques

Plages température	Utilisation : -20°C à +60°C
Autoclavable	Non
Centrifugation,	N/A
RCF max	
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	5 ans

Conditionnement

Pièces / sachet	20
Pièces / carton	480
Numéro de lot	F YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)
Autre information	Certificat de qualité à télécharger

Image

