

ESSENTIAL FOR LIFE I





FICHE TECHNIQUE EAU PURIFIEE STERILE EN BIDON DE 5 LITRES

(REF 64398) 643982

C €₀₄₅₉







SANS LATEX - SANS DEHP

COMPOSITION

Eau purifiée obtenue par osmose inverse puis distillation. Solution stérile et apyrogène.

Solution conforme à la monographie 0008 « Eau purifiée conditionnée en récipients » de la Pharmacopée Européenne en vigueur.

INDICATIONS

Solution pour rinçage des instruments ou matériels médicaux ou chirurgicaux.

PRESENTATION ET VOLUME

Bidon en Polyéthylène Haute Densité (PEHD) de 5 litres muni d'un opercule garantissant l'étanchéité du bidon et la stérilité de la solution.

Chaque bidon est suremballé par un film souple (cache-poussière) pour maintenir la propreté extérieure du bidon pendant le transport et le stockage.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas utiliser si le bidon fuit.
- Dispositif stérile à usage unique. Tout bidon entamé doit être jeté s'il n'est pas utilisé entièrement. Risque de contamination en cas de réutilisation.

PEREMPTION - CONDITIONS DE CONSERVATION

- La durée de péremption est de 2 ans.
- Conserver à température supérieure à 0°C.

CODES

- REF (Code article Aguettant): 64398
- Code ACL 7: 7456111 Code ACL 13: 3401074561119

Dispositif médical stérile de classe Is selon la directive 93/42/CEE. Certification du Laboratoire AGUETTANT : NF EN ISO 13485.