

MICROPLAQUE ELISA 96 PUIITS, PS, MICROLON, FOND U

/ 650001

/ 650061

Description / spécifications

Désignation	Microplaque PS, 96 puits, transparent, fond U, repérage alphanumérique 650001 : MICROLON 200, fixation moyenne 650061 : MICROLON 600, haute fixation
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	Volume total : 323 µl (calcul mathématique) Volume de travail = 40-280 µl
Matériaux	PS (Polystyrène), absence métaux lourds
Couleur	Transparent
Stérilisation	Non stérile
Contrôle qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : test physique <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour l'immunologie destiné à être utilisé par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autres informations	Usage unique Logo MICROLON sur la plaque

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.


Plages température	Utilisation : -20°C à +60°C
Autoclavable	Non
Centrifugation,	1000 x g : rotor à godets oscillants
RCF max	
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	4 ans

Conditionnement

Pièces / boîte	10
Pièces / carton	40
Numéro de lot	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)
Autres information	Certificat qualité à télécharger

Note : Cette fiche technique est valable à la date de diffusion. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.