

## MICROPLAQUE 96 PUIITS

- / 650101
- / 650160 (stérile)
- / 650161 (stérile)
- / 650162 (stérile)
- / 650173 (stérile)
- / 650180 (stérile)
- / 650185 (stérile)

### Description / spécifications

<b>Désignation</b>	Microplaque PS, 96 puits, Fond U, codage alphanumérique des puits 650101, -173 : standard 650160 : traitement physique de surface, stérile 650161, -162 : standard, stérile 650180 : traitement physique de surface, couvercle standard, stérile 650185 : surface hydrophobe (sans traitement), couvercle standard, stérile
<b>Dimensions</b>	Voir « Customer Drawing »
<b>Volume</b>	Volume total : 323 µl (calcul mathématique) Volume de travail : 40 – 280 µl 650160, -180 : zone de croissance : 0,35 cm <sup>2</sup>
<b>Matériaux</b>	PS (Polystyrène), absence métaux lourds
<b>Couleur</b>	Transparent
<b>Stérilisation</b>	650101, -173 : non 650160, -161, -162, -180, -185 : SAL 10 <sup>-3</sup>
<b>Contrôlé qualité</b>	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
<b>Usage</b>	Produit de laboratoire général pour le traitement et le stockage d'échantillons à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire
<b>Autres informations</b>	Usage unique

### Caractéristiques

Toutes les références : exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.  
650160, -180, -185 : contenu non cytotoxique

<b>Plages température</b>	Usage : -20°C à +60°C
<b>Autoclavable</b>	Non
<b>Centrifugation, RCF max</b>	1000 x g : rotor libre

**Résistance chimique** Voir notre page internet [https://www.gbo.com/en\\_INT/know-how-services/download-](https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-)

center.html

**Durée de conservation** 650101, -173 : N/A  
650161, -162, -185 : 5 ans  
650160, -180 : 4 ans

## Conditionnement


**Pièces / sachet** 650101 : 10  
650160 : 1  
650161 : 2  
650180, -185 : 1  
650162 : 25  
650173 : 50

**Pièces / carton** 650101 : 100  
650160 : 75  
650161 : 100  
650180, -185 : 60  
650162 : 135  
650173 : 1000

**Numéro de lot** E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

**Autre information** Certificat qualité à télécharger

## Image



**Note :** Cette fiche technique est valable à la date de révision. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet ([www.gbo.com](http://www.gbo.com)), fait foi.