

MICROPLAQUE 96 PUIITS

- / 650101
- / 650160 (stérile)
- / 650161 (stérile)
- / 650162 (stérile)
- / 650173 (stérile)
- / 650180 (stérile)
- / 650185 (stérile)

Description / spécifications

Désignation	Microplaque PS, 96 puits, Fond U, codage alphanumérique des puits 650101, -173 : standard 650160 : traitement physique de surface, stérile 650161, -162 : standard, stérile 650180 : traitement physique de surface, couvercle standard, stérile 650185 : surface hydrophobe (sans traitement), couvercle standard, stérile
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	Volume total : 323 µl (calcul mathématique) Volume de travail : 40 – 280 µl 650160, -180 : zone de croissance : 0,35 cm ²
Matériaux	PS (Polystyrène), absence métaux lourds
Couleur	Transparent
Stérilisation	650101, -173 : non 650160, -161, -162, -180, -185 : SAL 10 ⁻³
Contrôle qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Usage	Produit de laboratoire général pour le traitement et le stockage d'échantillons à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire
Autres informations	Usage unique

Caractéristiques

Toutes les références : exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.
650160, -180, -185 : contenu non cytotoxique

Plages température	Usage : -20°C à +60°C
Autoclavable	Non
Centrifugation, RCF max	1000 x g : rotor libre

Résistance chimique Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-

center.html

Durée de conservation 650101, -173 : N/A
650161, -162, -185 : 5 ans
650160, -180 : 4 ans

Conditionnement

Pièces / sachet 650101 : 10
650160 : 1
650161 : 2
650180, -185 : 1
650162 : 25
650173 : 50

Pièces / carton 650101 : 100
650160 : 75
650161 : 100
650180, -185 : 60
650162 : 135
650173 : 1000

Numéro de lot E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

Autre information Certificat qualité à télécharger

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.