

MICROPLAQUE 96 PUIITS, PS, FOND V

- / 651101
- / 651160 (stérile)
- / 651161 (stérile)
- / 651180 (stérile)

Description / spécifications

Désignation	Microplaque PS, 96 puits, transparent, fond V, repérage alphanumérique 651101 : standard 651160 : traitement de surface physique, stérile 651161 : standard, stérile 651180 : traitement de surface physique, avec couvercle standard, stérile
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	Volume total : 234 µl (calcul mathématique) Volume de travail = 40-200 µl 651160, -180 : surface de croissance = 0,28 cm ²
Matériaux	<u>Plaque</u> : PS (Polystyrène), absence métaux lourds <u>Couvercle</u> : PS (Polystyrène), absence métaux lourds
Couleur	<u>Plaque</u> : transparent <u>Couvercle</u> : transparent
Stérilisation	651101 : non stérile 651160, -161, -180 : SAL 10 ⁻³
Contrôle qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : test physique <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour le traitement et le stockage d'échantillons, à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autres informations	Usage unique

Caractéristiques

Toutes références : exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.
651160, -180 : contenus non-cytotoxiques.

Plages température	Utilisation : -20°C à +60°C
Autoclavable	Non
Centrifugation,	1000 x g : rotor à godets oscillants
RCF max	
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	651101 : n/a 651161 : 5 ans 651160, -180 : 4 ans

Conditionnement

	651101	651160, -180	651161
Pièces / sachet	10	1	2
Pièces / carton	100	100	100
Numéro de lot	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)		

Autres information Certificat qualité à télécharger

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.