

MICROPLAQUE PCR SAPHIRE, PP, 96 PUIITS

- / 652201
- / 652210
- / 652250
- / 652260
- / 652270
- / 652290

Description / spécifications

Désignation	Microplaque PCR Sapphire, PP, 96 puits, repérage alphanumérique 652201 : sans jupe 652210 : profil bas, sans jupe 652250 : sans jupe, universel 652260 : demi jupe, type ABI 652270 : jupe complète 652290 : demi jupe, compatible ABI Convient pour les barrettes 8 bouchons, scellable avec film adhésif et thermoscellage
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	652201, -250, -260, -290 : volume de travail = 200 µl 652210 : volume de travail = 100 µl 652270 : volume de travail = 150 µl
Matériaux	PP (Polypropylène), absence métaux lourds
Couleur	Incolore
Stérilisation	Non stérile
Contrôlé qualité	<u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour la biologie moléculaire à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autres informations	Usage unique

Caractéristiques


Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

Plages température	Utilisation : -20°C à +105°C
Autoclavable	Non recommandé
Centrifugation,	N/a
RCF max	
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	5 ans

Conditionnement

Pièces / boîte	10
Pièces / carton	100
Numéro de lot	5 digit 12345 (digit 1 et 2 indiquent l'année et 3 et 4 indiquent la semaine)
Autres information	Emballage étiqueté avec symboles produit pour de meilleurs identification et stockage

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date de révision. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.