

MICROPLAQUE 96 PUIITS

- / 655101
- / 655160 (stérile)
- / 655161 (stérile)
- / 655162 (stérile)
- / 655180 (stérile)
- / 655182 (stérile)
- / 655185 (stérile)

Description / spécifications

Désignation	Microplaque PS, 96 puits, transparente, Fond F (plat) 655101 : standard, non stérile 655161 : standard, stérile 655160, -162 : traitement physique de surface, puits cheminée, stérile 655180, -182 : traitement physique de surface, puits cheminée, couvercle avec bague de condensation, stérile 655185 : surface hydrophobe (sans traitement), puits cheminée, couvercle avec anneaux de condensation, stérile
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume par puit	655101, -161 : Volume total : 382 µl (calculé mathématiquement) Volume de travail : 25 – 340 µl 655160, -162, -180, -182, -185 : Volume total : 392 µl (calculé mathématiquement) Volume de travail : 25 – 340 µl 655160, -162, -180, -182 : zone de croissance : 34 mm ²
Matériaux	PS (Polystyrène), absence métaux lourds
Couleur	Microplaque : transparente Couvercle : transparent
Stérilisation	655101 : non 655160, -161, -162, -180, -182, -185 : SAL 10 ⁻³
Contrôle qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	655101, -161 : Produit de laboratoire général pour le traitement et le stockage d'échantillons, à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire. 655160, -162, -185 : Produit de laboratoire général pour la culture cellulaire à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autre information	Usage unique

Caractéristiques

Toutes les références : exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

655160, -161, -162, -180, -182, -185 : contenus non cytotoxiques

Plages température	Utilisation : -20°C à +60°C
Autoclavable	Non
Centrifugation, RCF max	4800 x g : rotor à godets oscillants

Résistance chimique Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html

Durée de conservation 650101 : N/A
655160, -162, -180, -182 : 4 ans
650161, -185 : 5 ans

Conditionnement

Pièces / sachet 655101 : 10
655162 : 5
655160, -180 : 1
655161 : 2
655182 : 10
655185 : 1

Pièces / carton 655101 : 100
655162 : 100
655160, -180 : 100
655161 : 100
655182 : 160
655185 : 60

Numéro de lot E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

Autre information Certificat qualité à télécharger

Image

