

COUVERCLE

- / 656101
- / 656161(stérile)
- / 656170
- / 656171(stérile)
- / 656190
- / 656191(stérile)

Description / spécifications

Désignation	Couvercle, PS, transparent 656101 : profil haut 656161 : profil haut, stérile 656170 : profil haut, anneaux de condensation pour plaque 96 puits 656171 : profil haut, anneaux de condensation pour plaque 96 puits, stérile 656190 : profil bas 656191 : profil bas, stérile
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	n/a
Matériaux	PS (Polystyrène), absence de métaux lourds
Couleur	Transparent
Stérilisation	656161, -171, -191 : SAL 10 ⁻³ 656101, -170, -190 : non
Contrôle qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour le recouvrement ou le bouchage, à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autres informations	Usage unique 656190, -191 : Les microplaques couvertes peuvent être facilement saisies sur le côté lors de processus automatisés.

Caractéristiques

Toutes les références : Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

656161, -171, -191 : Contenus non-cytotoxiques.

Plages température Utilisation : -20°C à +60°C

Autoclavable Non

Centrifugation, n/a

RCF max

Résistance chimique Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html

Durée de conservation 656101, -170, -190 : n/a
656161, -171, -191 : 5 ans

Note : Cette fiche technique est valable à la date de diffusion. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.

Conditionnement

Pièces / sachet	656101, -170 : 1
	656161, -171 : 1
	656190 : 20
	656191 : 20
Pièces / carton	656101, -170 : 100
	656161, -171 : 100
	656190 : 200
	656191 : 200
Numéro de lot	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)
Autre information	656161, -171, -191 : Certificat de qualité à télécharger

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.