

## BOITE DE CULTURE

- / 664102
- / 664160 (stérile)
- / 664161 (stérile)
- / 664160-TRI (stérile)

### Description / spécifications

<b>Désignation</b>	Boîte de Pétri avec ergots, modèle renforcé 664102 : standard (bactériologie) 664160 : CELLSTAR®, physical surface treatment, stérile (culture cellulaire) 664161 : stérile (bactériologie) 664160-TRI : CELLSTAR®, traitement physique de surface, stérile, triple emballage (culture cellulaire)
<b>Dimensions</b>	Voir « Customer Drawing » Poids couvercle : 8,1 – 8,6 g Poids boîte : 10,3 – 10,8 g
<b>Volume</b>	Volume maximal : 100 ml Volume de travail : 16-17 ml 664160, -160-TRI : Zone de croissance : 58cm <sup>2</sup>
<b>Matériaux</b>	Boîte et couvercle : PS (Polystyrène), absence métaux lourds
<b>Couleur</b>	Boîte et couvercle : transparent
<b>Stérilisation</b>	664102 : non 664160, -161 : SAL 10 <sup>-3</sup> 664160-TRI : SAL 10 <sup>-6</sup>
<b>Contrôlé qualité</b>	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
<b>Autres informations</b>	Usage unique Élévations pour la ventilation de la culture

### Caractéristiques

664102, -161 : -	
664160, -160-TRI : Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables. Contenus non cytotoxiques.	
<b>Plages température</b>	-20°C à +60°C
<b>Autoclavable</b>	Non
<b>Centrifugation,</b>	N/A
<b>RCF max</b>	
<b>Résistance chimique</b>	Voir notre page internet <a href="https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html">https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html</a>
<b>Durée de conservation</b>	664102: n/a 664160, -160-TRI : 4 ans après le mois de production 664161 : 5 ans après le mois de production

## Conditionnement

Pièces / sachet	664102, -160, -161 : 15 664160-TRI : 15 (triple emballage)
Pièces / carton	664102, -160, -161 : 360 664160-TRI : 180
Numéro de lot	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)
Autre information	664160, -160-TRI : Certificat de qualité à télécharger

## Autre information

664160 / 664160-TRI : Pour recherche uniquement. Non pour diagnostics

## Image

