

BOITE DE CULTURE CELLULAIRE OneWell Plate

- / 670102
- / 670180 (stérile)
- / 670190 (stérile)

Description / spécifications

Désignation	Boîte de culture cellulaire rectangulaire, couvercle, ergots, (position unique, profil haut) 670102 : pas de traitement de surface, non stérile 670180 : traitement physique de surface, stérile 670190 : pas de traitement de surface, stérile
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	Volume total : 113.7 ml 670180 : zone de croissance : 95.0 cm ²
Matériaux	Boîte et couvercle : PS (Polystyrène), absence métaux lourds
Couleur	Boîte et couvercle : Transparent
Stérilisation	670102 : Non 670180, -190 : SAL 10 ⁻³
Contrôle qualité	<u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour la culture cellulaire à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autre information	Usage unique

Caractéristiques

670102 : -	
670180, -190 :	Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables. Contenus non cytotoxiques
Plages température	Utilisation : -20°C à +60°C
Autoclavable	Non
Centrifugation,	n/a
RCF max	
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	670102 : n/a 670180 : 4 ans 670190 : 5 ans


Conditionnement

Pièces / sachet	8
Pièces / carton	32
Numéro de lot	M JJ ZZZZ (usine de fabrication, année, numéro SAP consécutif)

Caractéristiques

Pour recherche uniquement. Non pour diagnostics

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.